

Theraspace X8 - stół do masażu i rehabilitacji

Opis produktu:

Theraspace to profesjonalny stół do masażu i rehabilitacji, stworzony z myślą o wymagających fizjoterapeutach. Nowoczesny design i funkcjonalność czynią go idealnym narzędziem do codziennej pracy.

Gwarancja na stół wraz z tapicerką wynosi 36 miesięcy.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Theraspace X8 - stół do masażu i rehabilitacji

Linia stołów Theraspace została zaprojektowana z myślą o wymagających fizjoterapeutach oraz komforcie pacjentów. Narzędzie codziennej pracy jest jednocześnie sercem Twojego gabinetu.

Łącząc nowoczesny design i funkcjonalność, oddajemy w Twoje ręce wyjątkowy produkt, który zaspokoi potrzeby każdego pacjenta.

Cechy charakterystyczne

- 8 sekcji,
- zatyczka szczeliny twarzowo-nosowej,
- ergonomiczny design,
- funkcja blokady położenia,
- możliwość regulacji podłokietników za pomocą systemu SmartS4Arms,
- elektryczna regulacja wysokości,
- 2-warstwowa progresywna tapicerka wykonana z różnych rodzajów gęstości pianki, dająca efekt narastającego oporu podczas ucisku,
- szeroka gama kolorystyczna atestowanych tapicerek,
- gwarancja 36 miesięcy,
- bezprzewodowy pilot z możliwością zaprogramowania trzech pozycji (opcja),
- uchwyt rącznika papierowego (opcja).

Zalety stołów Theraspace

Płynna regulacja podłokietników

SmartS4Arms to system płynnej bezśrubowej regulacji podłokietników. Zmiana wysokości odbywa się przez docisk dłonią, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed niepożądanym przesunięciem podłokietników w czasie zabiegu.

Mobilny system jezdny F4

Stół wyposażony jest w gumowe, regulowane nóżki i cztery kółka, co umożliwia bezwysiłkowe przemieszczanie. Aby wyregulować nóżki i ustawić stół na kółkach, wystarczy przesunąć dźwignię nożną.

Elektryczna regulacja wysokości

Regulację wysokości stołu umożliwia zainstalowana w dolnej części ramka. Można ją obsługiwać stopą ze wszystkich stron stołu, co zapewnia wygodę fizjoterapeucie.

Wysokiej jakości tapicerka

Stoły Theraspace obszyte są wysokiej jakości tapicerką, dostępną w szerokiej gamie kolorystycznej. Jest łatwa w czyszczeniu i odporna na zadrapania, zarysowania oraz ciecze (krew, pot, mocz).

Wyprodukowano w Polsce

Cały proces produkcji stołów Theraspace odbywa się w Polsce przy wykorzystaniu materiałów najwyższej jakości.

Regulacja wysokości pilotem ręcznym

Sterowanie wysokością umożliwia również opcjonalny bezprzewodowy pilot ręczny. W celu

podniesienia stołu na żądaną wysokość wystarczy nacisnąć odpowiedni przycisk na pilocie.

Funkcja pamięci pozycji

Pilot ręczny daje możliwość zapamiętania do trzech pozycji stołu. Aby uruchomić jedną z zapisanych konfiguracji, wystarczy wcisnąć i przytrzymać przycisk dedykowany dla danej pamięci.

Zwiększone bezpieczeństwo

Stoły Theraspace bazują na komponentach LINAK®, w których wykorzystane zostały najnowsze siłowniki z technologią IRS. Przekłada się to na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i minimalizację ryzyka uszkodzenia sprzętu. Gdy stół napotka przeszkodę, na przykład podczas regulacji oparcia, zabezpieczenie natychmiast przerwie pracę siłownika.

System blokady położenia

Stół domyślnie znajduje się w stanie blokady ruchu siłowników. Po odblokowaniu, w przypadku braku zainicjowania ruchu, system po dziesięciu sekundach z powrotem przechodzi w stan blokady.

Dane techniczne

Ilość sekcji:	8
Długość całkowita [cm]:	205
Szerokość leża [cm]:	67
Kąt regulacji sekcji tylnej [°]:	-10 / +45
Kąt regulacji sekcji przedniej [°]:	-65 / +30
Kąt regulacji sekcji oparcia [°]:	80
Kąt regulacji sekcji siedziska [°]:	20
Regulacja wysokości [cm]:	49-95±1
Maksymalne obciążenie [kg]:	200
Masa [kg]:	110
Zasilanie:	100-240 V / 50-60 Hz
Gwarancja:	36 miesięcy (na stół z tapicerką włącznie)

Akcesoria

Kliny Wałki Półwałki Uchwyt na ręcznik Pilot sterowania Klin Kaltenborna (duży) Klin Kaltenborna (mały) Mata ochronna na stół Podkład higieniczny Prześcieradło

Informacje:

Ilość sekcji: 8

Model:

Kolor tapicerki: OM006 - Biały, OM240 - Beżowy,

Regulacja wysokości: elektryczna, za pomocą ramy

Funkcja Pivot: Nie

System jezdny: 4 kółka

Rodzaje stołów: Stół do masażu i rehabilitacji

Kategoria: Stoły do masażu i akcesoria

OM315 - Niebieski, OM221 - Granatowy, OM314 - Szary, OM076 - Grafitowy, OM173 - Brązowy, OM225 - Czarny, OM469 - Jasnozielony, OM157 - Zielony, OM053 - Czerwony, OM217 - Bordowy, OM075 - Pomarańczowy, OM095 - Musztardowy
Podgrzewane leżysko: nie, tak
Theraspace - Pilot: nie, tak