

Theraspace X8 - stół do masażu i rehabilitacji



Opis produktu:

Theraspace to profesjonalny stół do masażu i rehabilitacji, stworzony z myślą o wymagających fizjoterapeutach. Nowoczesny design i funkcjonalność czynią go idealnym narzędziem do codziennej pracy.

Gwarancja na stół wraz z tapicerką wynosi 36 miesięcy. Zobacz więcej szczegółów na stronie produktowej.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Theraspace X8 - stół do masażu i rehabilitacji

Linia stołów Theraspace została zaprojektowana z myślą o wymagających fizjoterapeutach oraz komforcie pacjentów. Narzędzie codziennej pracy jest jednocześnie sercem Twojego gabinetu.

Łącząc nowoczesny design i funkcjonalność, oddajemy w Twoje ręce wyjątkowy produkt, który zaspokoi potrzeby każdego pacjenta.

Cechy charakterystyczne

- 8 sekcji,
- zatyczka szczeliny twarzowo-nosowej,
- ergonomiczny design,
- funkcja blokady położenia,
- możliwość regulacji podłokietników za pomocą systemu Smart4Arms,
- elektryczna regulacja wysokości,
- 2-warstwowa progresywna tapicerka wykonana z różnych rodzajów gęstości pianki, dająca efekt narastającego oporu podczas ucisku,
- szeroka gama kolorystyczna atestowanych tapicerek,
- gwarancja 36 miesięcy,
- bezprzewodowy pilot z możliwością zaprogramowania trzech pozycji (opcja),
- uchwyt rącznika papierowego (opcja).

Zalety stołów Theraspace

Płynna regulacja podłokietników

Smart4Arms to system płynnej bezrubowej regulacji podłokietników. Zmiana wysokości odbywa się przez docisk dłonią, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed niepożądanym przesunięciem podłokietników w czasie zabiegu.

Mobilny system jezdny F4

Stół wyposażony jest w gumowe, regulowane nóżki i cztery kółka, co umożliwia bezwysiłkowe przemieszczanie. Aby wyregulować nóżki i ustawić stół na kółkach, wystarczy przesunąć dźwignię nożną.

Elektryczna regulacja wysokości

Regulację wysokości stołu umożliwia zainstalowana w dolnej części ramka. Można ją obsługiwać stopą ze wszystkich stron stołu, co zapewnia wygodę fizjoterapeucie.

Wysokiej jakości tapicerka

Stoły Theraspace X8 pokrywa wysokiej jakości szyta tapicerka o grubości 40 mm, wypełniona twardą pianką. Jej powierzchnia jest łatwa w czyszczeniu oraz odporna na zadrapania, zarysowania i ciecze (krew, pot, mocz).

Wyprodukowano w Polsce

Cały proces produkcji stołów Theraspace odbywa się w Polsce przy wykorzystaniu materiałów najwyższej jakości.

Regulacja wysokości pilotem ręcznym

Sterowanie wysokością umożliwia również opcjonalny bezprzewodowy pilot ręczny. W celu podniesienia stołu na żadaną wysokość wystarczy nacisnąć odpowiedni przycisk na pilocie.

Funkcja pamięci pozycji

Pilot ręczny daje możliwość zapamiętania do trzech pozycji stołu. Aby uruchomić jedną z zapisanych konfiguracji, wystarczy wcisnąć i przytrzymać przycisk dedykowany dla danej pamięci.

Zwiększone bezpieczeństwo

Stoły Theraspace bazują na komponentach LINAK®, w których wykorzystane zostały najnowsze siłowniki z technologią IRS. Przekłada się to na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i minimalizację ryzyka uszkodzenia sprzętu. Gdy stół napotka przeszkodę, na przykład podczas regulacji oparcia, zabezpieczenie natychmiast przerwie pracę siłownika.

Autolock (opcjonalnie)

Stół domyślnie znajduje się w stanie blokady ruchu siłowników. Po odblokowaniu, w przypadku braku zainicjowania ruchu, system po dziesięciu sekundach z powrotem przechodzi w stan blokady.

Opcja dostępna na życzenie klienta.

Akcesoria

Kliny Wałki Półwałki Uchwyt na rącznik Pilot sterowania Klin Kaltenborna (duży) Klin Kaltenborna (mały) Mata ochronna na stół Podkład higieniczny Prześcieradło

Informacje:

Szerokość: 67 cm
 Długość: 205 cm
 Masa: 110 kg
 Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówka: -65 – +30°
 Kąt regulacji sekcji środkowej: 20°
 Kąt regulacji sekcji tylnej: -10 – +45°
 Linia: Theraspace
 Liczba sekcji: 8
 Typ stołu: Regulowana wysokość
 Zakres regulacji wysokości: 49 – 95 cm
 Typ regulacji wysokości: Elektryczna
 Maksymalne obciążenie: 200 kg
 Funkcja pionizacji: Nie
 Podgrzewane leże: Tak
 Smart4Arms: Tak
 Kąt regulacji sekcji siedziska: 20°
 Kąt regulacji sekcji oparcia: 80°

Model:

Kolor tapicerki: OM006 - Biały, OM240 - Beżowy, OM315 - Niebieski, OM221 - Granatowy, OM314 - Szary, OM076 - Grafitowy, OM173 - Brązowy, OM225 - Czarny, OM469 - Jasnozielony, OM157 - Zielony, OM053 - Czerwony, OM217 - Bordowy, OM075 - Pomarańczowy, OM095 - Musztardowy
 Podgrzewane leże: nie, tak
 Theraspace - Pilot: nie, tak