



Port do podawania pożywienia/leków ze złączem ENFit 14 FR- kompatybilny ze zgłębnikiem do jejunostomii MIC

Opis produktu:

Port zasilający MIC* ze złączem ENFit jest przeznaczony do stosowania u każdego pacjenta ze zgłębnikiem MIC* o średnicy 14 Fr

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Port do podawania pożywienia/leków ze złączem ENFit 14 FR - cechy produktu

- Niesterylny
- Jednorazowego użytku
- 14 Fr
- Złącze ENFit
- Kompatybilny ze zgłębnikiem do jejunostomii typu MIC nr ref 0301-14

Informacje:

Model: