



Żel do ECG Konix 500 ml

Opis produktu:

Żel do ECG 500 ml bezbarwny, KONIX.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Żel do ECG Konix 500 ml

Cechy produktu:

- produkt klasy I,
- produkt niesterylny,
- nie zawiera soli i chlorków,
- hipoalergiczny,
- bakteriostatyczny,
- nieziarnisty,
- rozpuszczalny w wodzie,
- zalecany wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Skład: Woda, Aragum T-1998 (guma akacjowa, guma guar i guma ksantanowa), dwuwiniian potasu, gliceryna, metyloparaben i propyloparaben.

Informacje:

Przeznaczenie: Pozostałe
Rodzaj preparatu: Przewodzący
Konsystencja: Żel
Pojemność: 500 ml
Klasyfikacja: produkt medyczny
Dla Serca - Sorimex: tak

Model:

