

Bieżnia wodna dla psa i kota - Vodowaz

Opis produktu:

Vodowaz to **bieżnia wodna dla psa i kota**, która umożliwia zwierzętom bieganie lub chodzenie w wodzie. Jest to skonstruowane basenowe lub strumieniowe środowisko, w którym można kontrolować poziom i prędkość wody oraz długość treningu. **Bieżnia wodna dla psa i kota Vodowaz** ma wiele zastosowań zarówno w celach **rehabilitacyjnych**, jak i **treningowych**.

Bieżnia wodna Vodowaz stworzona we współpracy z zoofizjoterapeutami i weterynarzami to nie tylko odpowiedź na potrzeby specjalistów, ale także bezpieczeństwo i wysoka jakość treningu czworonogów.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Bieżnia wodna dla psa i kota — Vodowaz

Bieżnia wodna dla zwierząt to specjalistyczne urządzenie, które umożliwia zwierzętom bieganie lub chodzenie w wodzie. Jest to skonstruowane basenowe lub strumieniowe środowisko, w którym można kontrolować poziom i prędkość wody oraz długość treningu.

Bieżnia wodna dla zwierząt ma wiele zastosowań zarówno w celach rehabilitacyjnych, jak i treningowych. Oto kilka rodzajów treningów, które można wykonać na bieżni wodnej dla psów:

1. **Rekonwalescencja i rehabilitacja:** hydroterapia jest często stosowana w celu rehabilitacji po operacjach, urazach bądź dla zwierząt z problemami ortopedycznymi. Dzięki wodzie można zmniejszyć obciążenie stawów i mięśni, co pomaga w procesie rekonwalescencji.
2. **Trening kondycyjny:** Bieżnia wodna umożliwia kontrolowanie intensywności i czasu treningu, co pozwala na skuteczne zwiększanie wytrzymałości i kondycji psa. Woda dostarcza naturalnego oporu, co dodatkowo wzmacnia mięśnie.
3. **Redukcja tkanki tłuszczowej:** wykorzystanie urządzenia w celu zmniejszenia nadmiernej wagi u pacjentów. Poprzez obniżenie obciążenia stawów minimalizuje się ryzyko zwyrodnień stawów.
4. **Trening sportowy:** Bieżnia wodna może być również używana do treningu psów sportowych, takich jak psy pracujące czy psy uczestniczące w agility. Trening w wodzie wspomaga rozwijanie siły, wytrzymałości i szybkości.

Przed rozpoczęciem treningów na **bieżni wodnej dla psów** zaleca się skonsultowanie się z **weterynarzem** lub **trenerem**, aby dostosować intensywność treningu do indywidualnych potrzeb i możliwości psa. Ważne jest również odpowiednie monitorowanie psa podczas treningów w bieżni wodnej, aby uniknąć przeciążenia lub kontuzji.

Bieżnia wodna dla psa Vodowaz została stworzona we współpracy z zoofizjoterapeutami i weterynarzami to nie tylko odpowiedź na potrzeby specjalistów, ale także bezpieczeństwo i wysoka jakość treningu czworonogów

Przed rozpoczęciem treningów na bieżni wodnej dla psów zaleca się skonsultowanie się z weterynarzem lub trenerem, aby dostosować intensywność treningu do indywidualnych potrzeb i możliwości psa. Ważne jest również odpowiednie monitorowanie psa podczas treningów w bieżni wodnej, aby uniknąć przeciążenia lub kontuzji.

Przed projektem postawiono takie cele jak:

- ergonomia pracy,
- bezpieczeństwo użytkownika i pacjenta,
- trwałość i niezawodność,
- efektywny trening,
- szybki i sprawny serwis.

W rezultacie powstała **bieżnia wodna dla psa** z udogodnieniami takimi jak:

- prowadzenie terapii na niskich prędkościach (0,06 km/h) nawet przy wysokiej wadze pacjenta,
- możliwość obustronnego pochylenia bieżni w celu zmiany biomechaniki ruchu pacjenta.

Niepełnosprawni pacjenci potrzebują nieraz oswojenia z bieżnią. Pierwsze kroki mogą być wymagające dla zwierzaka, zwłaszcza podczas reedukacji chodu. Niskie prędkości pozwalają na stopniowe oswojenie się z terapią.

Bieżnia wodna dla psa i kota — Vodowaz

Trening w pochyleniu na bieżni dla zwierząt ma wiele korzyści dla ich kondycji i zdrowia. Oto kilka korzyści, które może przynieść taki trening:

1. **Wzmacnianie mięśni:** Trening w pochyleniu na bieżni przez zmianę toru ruchu angażuje różne grupy mięśniowe, szczególnie te odpowiedzialne za stabilizację i chód.
2. **Poprawa równowagi i koordynacji:** Trening w pochyleniu na bieżni wymaga utrzymania równowagi i koordynacji w trudniejszych warunkach. To pomaga psu rozwinąć większą stabilność, elastyczność i kontrolę nad swoim ciałem.
3. **Wzrost wytrzymałości:** Trening w pochyleniu na bieżni wymaga większego wysiłku. Regularny trening w pochyleniu może zwiększyć wytrzymałość zwierzęcia i poprawić jego ogólną kondycję.
4. **Poprawa pracy serca i układu oddechowego:** Intensywny trening w pochyleniu zwiększa aktywność serca i stymuluje układ oddechowy psa. To pomaga poprawić ogólną kondycję sercowo-naczyniową i wydolność psa.
5. **Redukcja wagi:** Trening w pochyleniu na bieżni może być również efektywnym narzędziem w procesie redukcji wagi u psa. Intensywna aktywność fizyczna w kombinacji z kontrolowaną dietą pomaga spalać kalorie i redukować nadmierną tkankę tłuszczową.

Trening w pochyleniu na **bieżni dla psów** powinien być stopniowo wprowadzany i dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb psa. Ważne jest również monitorowanie psa podczas treningów i zapewnienie mu odpowiedniej regeneracji po wysiłku.

- Zmiana poziomu pasa bieżni umożliwiającą asekurację pacjenta spoza wanny,
- modułowa budowa bieżni zapewnia szybki serwis,
- bieg wsteczny,
- roczna gwarancja.

Bieżnia wodna dla psa i kota Vodowaz — przeciwwskazania dla pacjenta:

- zmiany skórne, choroby grzybicze, bakteryjne skóry,
- otwarte rany,
- niekontrolowane drgawki,
- aktywne infekcje,
- wysoka gorączka,
- ciąża,
- hydrofobia,
- cieczka.

Udogodnienia wersji PRO:

- furtka — ułatwia łatwe wprowadzenie pacjenta do wanny,
- automatyczne napełnienie wanny do pożądanego poziomu,
- ustalenie temperatury w zbiorniku,
- wysokowydajna filtracja wody,
- maksymalne obciążenie pasa 110 kg,
- zewnętrzny zbiornik na wodę i profesjonalny zespół hydrauliczny.

Dane techniczne:

	Vodowaz Basic	Vodowaz Pro
Zakres prędkości [km/h]	0.06-6,4	0.06-6,4
max. obciążenie pasa [kg]	70	110
powierzchnia pasa [mm]	470 x 1500	470 x 1500
tankowanie	stałe napełnienie wanny	zewnątrzny zbiornik z zautomatyzowaną hydrauliką i wysokowydajną filtracją
pochył	Obustronny - max 10° -> 17,6%	Obustronny - max 10° -> 17,6%
zmiana poziomu pasa	dostępna	dostępna
wprowadzenie pacjenta	rampa	przez furtkę
podgrzewanie [°C]	do 35°C	do 35°C
bieg wsteczny	opcjonalny	do 10% prędkości

Informacje:

Model:

Bieżnia wodna dla psa - Vodowaz: Vodowaz Basic, Vodowaz Pro