


## Ssak elektryczny PHLEGM 9E-B

### Opis produktu:

Ssak elektryczny PHLEGM 9E-B służy do odsysania płynów ustrojowych z jamy ustnej, nosa oraz tchawicy u dorosłych i dzieci. Przeznaczony do mniejszych zastosowań chirurgicznych, leczenia pooperacyjnego oraz opieki domowej.



### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Ssak elektryczny PHLEGM 9E-B

Ssak elektryczny PHLEGM 9E-B służy do odsysania płynów ustrojowych z jamy ustnej, nosa oraz tchawicy u dorosłych i dzieci. Przeznaczony do mniejszych zastosowań chirurgicznych, leczenia pooperacyjnego oraz opieki domowej.

### Dane techniczne

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Napięcie:                        | AC220V $\pm$ 10%, 50Hz $\pm$ 2%, 12 V DC |
| Moc wejściowa:                   | 90VA                                     |
| Poziom hałasu                    | $\leq$ 65 dB                             |
| Maksymalna wartość podciśnienia: | $>$ 75 kPa                               |
| Przepływ                         | 15 l/min                                 |
|                                  |                                          |

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Wymienny pojemnik wielorazowego użytku | 1000 ml                  |
| Ciągły czas pracy:                     | 0-30 minut               |
| Posiada akumulator                     | praca ciągła do 45 minut |
| Wymiary                                | 35 cm x 26 cm x 29 cm    |
| Waga                                   | 5.2 kg                   |

**Informacje:****Opcje produktu:**