



Wenus - Fotel ginekologiczny z otworem na twarz

Opis produktu:

Fotel Wenus przeznaczony jest do badań i zabiegów ginekologicznych. Po zamontowaniu dodatkowego panelu można wykorzystać go jako typowy stół zabiegowy.

Wyposażenie standardowe:

- fotel,
- miska z odpływem lub bez,
- sterowanie ręczne lub nożne,
- wieszak.

Panel do przedłużenia siedziska widoczny na zdjęciu jest akcesorium opcjonalnym.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Wenus — Fotel ginekologiczny z otworem na twarz

Fotel Wenus przeznaczony jest do badań i zabiegów ginekologicznych. Po zamontowaniu dodatkowego panelu można wykorzystać go jako typowy stół zabiegowy.

Elektryczne siłowniki pozwalają na regulację wysokości siedziska, pochylenia oparcia oraz pochylenia siedziska. Fotel wyposażony jest w kółka jezdne z blokadą. Za oparciem pleców znajduje się uchwyt na rolkę papieru.

Zamiana w stół zabiegowy

Fotel można łatwo ustawić w pozycji poziomej oraz wyposażyć w dodatkowy panel, dzięki czemu ginekolog może przeprowadzić badanie USG bez konieczności przenoszenia pacjentki na łóżko do badań.

Cechy charakterystyczne

Funkcjonalność

Fotel jest wyposażony w regulację wysokości i kąta pochylenia siedziska oraz kąta pochylenia oparcia. Regulacja realizowana jest przez siłowniki elektryczne.

Prostota obsługi

Fotel jest obsługiwany za pomocą sterowania nożnego lub jednego przycisku na pilocie.

Wytrzymałość

Fotel wykonany jest z najwyższej jakości materiałów odpornych na wpływy zewnętrzne. Maksymalne obciążenie wynosi aż 220 kg.

Bezpieczeństwo

Fotel posiada znak CE, co oznacza, że spełnia wszystkie wymagania UE w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska.

Wsparcie techniczne

Wszyscy nasi klienci mają dostęp do profesjonalnego wsparcia technicznego.

Mobilność

Fotel można łatwo przemieszczać po klinice dzięki kołom wyposażonym w blokadę, szczególnie podczas czyszczenia podłogi wokół i pod fotelem.

Tapicerka w wielu kolorach

Wybierz kolor najbardziej odpowiedni dla swojego gabinetu. Materiał tapicerki jest wodoodporny, antybakteryjny i łatwy do czyszczenia.

Dane techniczne

Długość całkowita (bez panela stołu) [cm]:	182 (140)
Szerokość całkowita [cm]:	90 (78)
Szerokość siedziska [cm]:	60
Szerokość oparcia [cm]:	60
Regulacja wysokości siedziska w pozycji fotelowej [cm]:	45-95
Kąt pochylecia oparcia [°]:	-8 do 58 (±2)
Kąt pochylecia siedziska [°]:	0 do 40 (±2)
Dopuszczalne obciążenie fotela [kg]:	220
Masa fotela bez akcesoriów [kg]:	~95
Napięcie zasilające [VAC]:	230
Gwarancja na urządzenie:	24 miesiące
Gwarancja na tapicerkę:	24 miesiące (12 miesięcy na kolory cyklamen, błękitny, morski)

Akcesoria

Panele obrotowe Panel stołu Podpory nóg Podpora ręki Miska z odpływem Miska bez odpływu Pilot nożny Pilot ręczny Wieszak na kroplówki Oparcie rąk

Informacje:

Model:

Kolor tapicerki: Cyklamen, OM006 - Biały, OM240 - Beżowy, OM315 - Niebieski, OM221 - Granatowy, OM314 - Szary, OM076 - Grafitowy, OM173 - Brązowy, OM225 - Czarny, OM469 - Jasnozielony, OM157 - Zielony, OM053 - Czerwony, OM217 - Bordowy, OM095 - Musztardowy, OM075 - Pomarańczowy
Wenus/Mars - Sterowanie: Sterowanie ręczne, Sterowanie nożne
Wenus/Mars - Miska: Bez odpływu, Z odpływem