

Theraspace X6 - sześćciosekccyjny stół do masażu i rehabilitacji



Opis produktu:

Theraspace to profesjonalny stół do masażu i rehabilitacji, stworzony z myślą o wymagających fizjoterapeutach. Nowoczesny design i funkcjonalność czynią go idealnym narzędziem do codziennej pracy.

Gwarancja na stół wraz z tapicerką wynosi 36 miesięcy. Zobacz więcej szczegółów na stronie produktowej.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Theraspace X6 - stół do masażu i rehabilitacji

Linia stołów Theraspace została zaprojektowana z myślą o wymagających fizjoterapeutach oraz komforcie pacjentów. Narzędzie codziennej pracy jest jednocześnie sercem Twojego gabinetu.

Łącząc nowoczesny design i funkcjonalność, oddajemy w Twoje ręce wyjątkowy produkt, który zaspokoi potrzeby każdego pacjenta.

Cechy charakterystyczne

- 6 sekcji,
- zatyczka szczeliny twarzowo-nosowej,
- ergonomiczny design,
- funkcja blokady położenia,
- możliwość regulacji podłokietników za pomocą systemu Smart4Arms,
- elektryczna regulacja wysokości,
- 2-warstwowa progresywna tapicerka wykonana z różnych rodzajów gęstości pianki, dająca efekt narastającego oporu podczas ucisku,
- szeroka gama kolorystyczna atestowanych tapicerek,
- gwarancja 36 miesięcy,
- bezprzewodowy pilot z możliwością zaprogramowania trzech pozycji (opcja),
- uchwyt ręcznika papierowego (opcja).

Zalety stołów Theraspace

Płynna regulacja podłokietników

Smart4Arms to system płynnej bezśrubowej regulacji podłokietników. Zmiana wysokości odbywa się przez docisk dłonią, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed niepożądanym przesunięciem podłokietników w czasie zabiegu.

Mobilny system jezdny F4

Stół wyposażony jest w gumowe, regulowane nóżki i cztery kółka, co umożliwia bezwysiłkowe przemieszczanie. Aby wyregulować nóżki i ustawić stół na kółkach, wystarczy przesunąć dźwignię nożną.

Elektryczna regulacja wysokości

Regulację wysokości stołu umożliwia zainstalowana w dolnej części ramka. Można ją obsługiwać stopą ze wszystkich stron stołu, co zapewnia wygodę fizjoterapeucie.

Wysokiej jakości tapicerka

Stoły Theraspace obszyte są wysokiej jakości tapicerką, dostępną w szerokiej gamie kolorystycznej. Jest łatwa w czyszczeniu i odporna na zadrapania, zarysowania oraz ciecze (krew, pot, mocz).

Wyprodukowano w Polsce

Cały proces produkcji stołów Theraspace odbywa się w Polsce przy wykorzystaniu materiałów najwyższej jakości.

Regulacja wysokości pilotem ręcznym

Sterowanie wysokością umożliwia również opcjonalny bezprzewodowy pilot ręczny. W celu

podniesienia stołu na żadaną wysokość wystarczy nacisnąć odpowiedni przycisk na pilocie.

Funkcja pamięci pozycji

Pilot ręczny daje możliwość zapamiętania do trzech pozycji stołu. Aby uruchomić jedną z zapisanych konfiguracji, wystarczy wcisnąć i przytrzymać przycisk dedykowany dla danej pamięci.

Zwiększone bezpieczeństwo

Stoły Theraspace bazują na komponentach LINAK®, w których wykorzystane zostały najnowsze siłowniki z technologią IRS. Przekłada się to na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i minimalizację ryzyka uszkodzenia sprzętu. Gdy stół napotka przeszkodę, na przykład podczas regulacji oparcia, zabezpieczenie natychmiast przerwie pracę siłownika.

Autolock (opcjonalnie)

Stoły Theraspace X6 pokrywa wysokiej jakości szyta tapicerka o grubości 40 mm, wypełniona twardą pianką. Jej powierzchnia jest łatwa w czyszczeniu oraz odporna na zadrapania, zarysowania i ciecze (krew, pot, mocz).

Opcja dostępna na życzenie klienta.

Akcesoria

Kliny Wałki Półwałki Uchwyt na ręcznik Pilot sterowania Klin Kaltenborna (duży) Klin Kaltenborna (mały) Mata ochronna na stół Podkład higieniczny Prześcieradło

Informacje:

Szerokość: 67 cm
Długość: 205 cm
Masa: 110 kg
Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówka: -65 – +30°
Kąt regulacji sekcji środkowej: 20°
Kąt regulacji sekcji tylnej: -10 – +45°
Linia: Theraspace
Liczba sekcji: 6
Typ stołu: Regulowana wysokość
Zakres regulacji wysokości: 49 – 95 cm
Typ regulacji wysokości: Elektryczna
Maksymalne obciążenie: 200 kg
Funkcja pionizacji: Nie
Podgrzewane leże: Tak
Smart4Arms: Tak

Model:

Kolor tapicerki: OM006 - Biały, OM240 - Beżowy, OM315 - Niebieski, OM221 - Granatowy, OM314 - Szary, OM076 - Grafitowy, OM173 - Brązowy, OM225 - Czarny, OM469 - Jasnozielony, OM157 - Zielony, OM053 - Czerwony, OM217 - Bordowy, OM075 - Pomarańczowy, OM095 - Musztardowy
Podgrzewane leże: nie, tak
Theraspace - Pilot: nie, tak