

## Theraspace M-S4 - czterosekcyjny stół do masażu i rehabilitacji



### Opis produktu:

Theraspace to profesjonalny stół do masażu i rehabilitacji, stworzony z myślą o wymagających fizjoterapeutach. Nowoczesny design i funkcjonalność czynią go idealnym narzędziem do codziennej pracy.

Gwarancja na stół wraz z tapicerką wynosi 36 miesięcy. Zobacz więcej szczegółów na stronie produktowej.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Theraspace M-S4 - stół do masażu i rehabilitacji

Linia stołów Theraspace została zaprojektowana z myślą o wymagających fizjoterapeutach oraz komforcie pacjentów. Narzędzie codziennej pracy jest jednocześnie sercem Twojego gabinetu.

Łącząc nowoczesny design i funkcjonalność, oddajemy w Twoje ręce wyjątkowy produkt, który zaspokoi potrzeby każdego pacjenta.

## Cechy charakterystyczne

- 4 sekcje,
- zatyczka szczeliny twarzowo-nosowej,
- ergonomiczny design,
- funkcja blokady położenia,
- możliwość regulacji podłokietników za pomocą systemu Smart4Arms,
- elektryczna regulacja wysokości,
- 2-warstwowa progresywna tapicerka wykonana z różnych rodzajów gęstości pianki, dająca efekt narastającego oporu podczas ucisku,
- szeroka gama kolorystyczna atestowanych tapicerek,
- gwarancja 36 miesięcy,
- wyprodukowano w Polsce,
- bananki i pas do stabilizacji (opcja),
- uchwyt ręcznika papierowego (opcja).

## Zalety stołów Theraspace

### Płynna regulacja podłokietników

Smart4Arms to system płynnej bezśrubowej regulacji podłokietników. Zmiana wysokości odbywa się przez docisk dłonią, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed niepożądanym przesunięciem podłokietników w czasie zabiegu.

### Mobilny system jezdny F4

Stół wyposażony jest w gumowe, regulowane nóżki i cztery kółka, co umożliwia bezwysiłkowe przemieszczanie. Aby wyregulować nóżki i ustawić stół na kółkach, wystarczy przesunąć dźwignię nożną.

### Elektryczna regulacja wysokości

Regulację wysokości stołu umożliwia zainstalowana w dolnej części ramka. Można ją obsługiwać stopą ze wszystkich stron stołu, co zapewnia wygodę fizjoterapeucie.

### Wysokiej jakości tapicerka

Stoły Theraspace S4 pokrywa wysokiej jakości naciągana tapicerka o grubości 40 mm. Jej powierzchnia jest łatwa w czyszczeniu oraz odporna na zadrapania, zarysowania i ciecze (krew, pot, mocz).

### Zwiększone bezpieczeństwo

Stoły Theraspace bazują na komponentach LINAK®, w których wykorzystane zostały najnowsze siłowniki z technologią IRS. Przekłada się to na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i minimalizację ryzyka uszkodzenia sprzętu. Gdy stół napotka przeszkodę, na przykład podczas regulacji oparcia, zabezpieczenie natychmiast przerwie pracę siłownika.

## Autolock (opcjonalnie)

Stół domyślnie znajduje się w stanie blokady ruchu siłowników. Po odblokowaniu, w przypadku braku zainicjowania ruchu, system po dziesięciu sekundach z powrotem przechodzi w stan blokady.

Opcja dostępna na życzenie klienta.

## Akcesoria

Kliny Wałki Półwałki Bananki do trakcji Pas stabilizujący Uchwyt na ręcznik Klin Kaltenborna (duży)  
Klin Kaltenborna (mały) Mata ochronna na stół Podkład higieniczny Prześcieradło

### Informacje:

Szerokość: 69 cm  
Długość: 201 cm  
Masa: 115 kg  
Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówka: -70 – +40°  
Linia: Theraspace  
Liczba sekcji: 4  
Typ stołu: Regulowana wysokość  
Zakres regulacji wysokości: 47 – 95 cm  
Typ regulacji wysokości: Elektryczna  
Maksymalne obciążenie: 200 kg  
Funkcja pionizacji: Nie  
Podgrzewane leże: Tak  
Smart4Arms: Tak

### Model:

Kolor tapicerki: OM006 - Biały, OM240 - Beżowy, OM315 - Niebieski, OM221 - Granatowy, OM314 - Szary, OM076 - Grafitowy, OM173 - Brązowy, OM225 - Czarny, OM469 - Jasnozielony, OM157 - Zielony, OM053 - Czerwony, OM217 - Bordowy, OM095 - Musztardowy, OM075 - Pomarańczowy  
Podgrzewane leże: nie, tak