

Theraspace E-S2 - dwusekcyjny stół do rehabilitacji i badań USG



Opis produktu:

Theraspace to profesjonalny stół do masażu i rehabilitacji, stworzony z myślą o wymagających fizjoterapeutach. Nowoczesny design i funkcjonalność czynią go idealnym narzędziem do codziennej pracy.

Gwarancja na stół wraz z tapicerką wynosi 36 miesięcy. Zobacz więcej szczegółów na stronie produktowej.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Theraspace E-S2 - stół do rehabilitacji i badań USG

Linia stołów Theraspace została zaprojektowana z myślą o wymagających fizjoterapeutach oraz komforcie pacjentów. Narzędzie codziennej pracy jest jednocześnie sercem Twojego gabinetu.

Łącząc nowoczesny design i funkcjonalność, oddajemy w Twoje ręce wyjątkowy produkt, który zaspokoi potrzeby każdego pacjenta.

Cechy charakterystyczne

- 2 sekcje,
- zatyczka szczeliny twarzowo-nosowej,
- ergonomiczny design,
- funkcja blokady położenia,
- elektryczna regulacja wysokości,
- 2-warstwowa progresywna tapicerka wykonana z różnych rodzajów gęstości pianki, dająca efekt narastającego oporu podczas ucisku,
- szeroka gama kolorystyczna atestowanych tapicerek,
- gwarancja 36 miesięcy,
- uchwyt ręcznika papierowego (opcja).

Zalety stołów Theraspace

Mobilny system jezdny F4

Stół wyposażony jest w gumowe, regulowane nóżki i cztery kółka, co umożliwia bezwysiłkowe przemieszczanie. Aby wyregulować nóżki i ustawić stół na kółkach, wystarczy przesunąć dźwignię nożną.

Elektryczna regulacja wysokości

Regulację wysokości stołu umożliwia zainstalowana w dolnej części ramka. Można ją obsługiwać stopą ze wszystkich stron stołu, co zapewnia wygodę fizjoterapeucie.

Wysokiej jakości tapicerka

Stoły Theraspace E-S2 pokrywa wysokiej jakości naciągana tapicerka o grubości 40 mm. Jej powierzchnia jest łatwa w czyszczeniu oraz odporna na zadrapania, zarysowania i ciecze (krew, pot, mocz).

Wyprodukowano w Polsce

Cały proces produkcji stołów Theraspace odbywa się w Polsce przy wykorzystaniu materiałów najwyższej jakości.

Zwiększone bezpieczeństwo

Stoły Theraspace bazują na komponentach LINAK®, w których wykorzystane zostały najnowsze siłowniki z technologią IRS. Przekłada się to na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i minimalizację ryzyka uszkodzenia sprzętu. Gdy stół napotka przeszkodę, na przykład podczas regulacji oparcia, zabezpieczenie natychmiast przerwie pracę siłownika.

Autolock (opcjonalnie)

Stół domyślnie znajduje się w stanie blokady ruchu siłowników. Po odblokowaniu, w przypadku

braku zainicjowania ruchu, system po dziesięciu sekundach z powrotem przechodzi w stan blokady.

Opcja dostępna na życzenie klienta.

Akcesoria

Kliny Wałki Półwałki Pilot sterowania Klin Kaltenborna (duży) Klin Kaltenborna (mały) Mata ochronna na stół Podkład higieniczny Prześcieradło Uchwyt na ręcznik mocowany do zagłówka Uchwyt mocowany do ramy górnej

Informacje:

Szerokość: 69 cm
Długość: 200 cm
Masa: 115 kg
Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówka: -20 – +85°
Linia: Theraspace
Liczba sekcji: 2
Typ stołu: Regulowana wysokość
Zakres regulacji wysokości: 47 – 95 cm
Typ regulacji wysokości: Elektryczna
Maksymalne obciążenie: 200 kg
Funkcja pionizacji: Nie
Podgrzewane leże: Tak
Smart4Arms: Nie

Model:

Kolor tapicerki: OM006 - Biały, OM240 - Beżowy, OM315 - Niebieski, OM221 - Granatowy, OM314 - Szary, OM076 - Grafitowy, OM173 - Brązowy, OM225 - Czarny, OM469 - Jasnozielony, OM157 - Zielony, OM053 - Czerwony, OM217 - Bordowy, OM095 - Musztardowy, OM075 - Pomarańczowy
Podgrzewane leże: nie, tak