

## Aerify Cupper - elektryczna bańka chińska z funkcją terapii światłem czerwonym

### Opis produktu:



Aerify Cupper to innowacyjna bańka chińska z funkcją terapii światłem czerwonym, łącząca nowoczesną technologię z tradycyjnymi metodami leczniczymi.

Dzięki terapii światłem czerwonym bańka ta łagodzi ból, redukuje zmarszczki, blizny i stan zapalny skóry oraz poprawia ogólne samopoczucie. To praktyczne narzędzie, które można stosować w domu, podróży czy w gabinecie fizjoterapeuty, zapewniając wygodny masaż i terapię.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Aerify Cupper - elektryczna bańka chińska z funkcją terapii światłem czerwonym

Aerify Cupper to połączenie nowoczesnej technologii i tradycyjnej terapii leczniczej stosowanej od wieków w celu łagodzenia bólu, stanów zapalnych oraz poprawy odpężenia i ogólnego samopoczucia. Terapia światłem czerwonym (RLT) to zabieg wykorzystujący światło czerwone o niskiej długości fali w celu podobno poprawy wyglądu skóry, na przykład redukcji zmarszczek, blizn, zaczerwienień i trądziku, zmniejszenia stanu zapalnego w komórkach i zwiększenia krążenia krwi.

Aerify Cupper będzie idealnym narzędziem do użytku domowego, w podróży, w biurze, na obozach treningowych, podczas wyścigów, a nawet jako profesjonalny pomocnik w każdej praktyce fizjoterapeuty i masażyisty. Do masażu bańką ślizgową możesz użyć olejku lub balsamu do masażu.

### W zestawie:

- bańka w klasycznym rozmiarze,
- bańka w mniejszym rozmiarze do masażu mniejszych obszarów jak np. szyja,
- etui.

### Dane techniczne:

Masa [kg]:	0,2
Wymiary [cm]:	9 x 9 x 7
Moc [W]:	5
Czas ładowania [h]:	2,5
Długość fali czerwonego światła [nm]:	630-670
Moc ssania [kPa]:	60
Pojemność baterii [mAh]:	1800

**Informacje:**

**Model:**