



Aerify Fly - urządzenie do drenażu limfatycznego w domu

Opis produktu:

Aerify Fly to urządzenie do drenażu limfatycznego w domowym zaciszu, wyposażone w system grzewczy dla intensyfikacji efektu masażu kompresyjnego. Idealne dla sportowców, osób z obrzękami limfatycznymi i pracowników wykonujących długotrwałą pracę w pozycji stojącej lub siedzącej.

Dzięki trzem trybom kompresji, różnym poziomom siły i ciepła, Aerify Fly stymuluje krążenie, wspomaga regenerację i podnosi wydajność sportową, zapewniając skuteczny i komfortowy masaż łydek.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Aerify Fly - urządzenie do drenażu limfatycznego w domu

Domowe urządzenie do drenażu limfatycznego łydek z dodatkowym systemem grzewczym dla wzmocnionego efektu masażu kompresyjnego.

System powstał dla sportowców i osób cierpiących na obrzęki limfatyczne różnego pochodzenia.

Profilaktycznie może być stosowane przez pracowników pracujących w pozycji stojącej jak i siedzącej. Masaże Aerify Fly wzmacniają mięśnie łydek. Aerify Fly wykorzystuje kompresję powietrza, aby wykonać dynamiczny i skuteczny masaż dla Twoich łydek. Poprzez sekwencyjny ucisk w różnych komorach nogawki zwiększa się cyrkulacja płynów ustrojowych w nogach.

Cechy produktu:

- 3 tryby kompresji: stopniowy, ciągły i przejściowy,
- 3 różne poziomy siły kompresji: min (120 mmHg), med (180 mmHg), max (240 mmHg),
- 3 różne poziomy ciepła: +45 C, +50 C lub +55 C,
- pobudza krążenie,
- zwiększa szybkość regeneracji,
- zwiększa wydajność sportową.

W zestawie:

- para nogawek Aerify Fly,
- torba transportowa,
- 2x kabel do ładowarki typu C.

Dane techniczne:

Masa [kg]:	1,2
Maks. ciśnienie [mmHg]:	240
Ilość komór:	1
Ilość programów:	3
Napięcie [V]:	5
Moc [W]:	5

Informacje:

Model: