

Wieszak typ 11 na ręcznik papierowy

Opis produktu:

Mocowany do zagłówka stołu wieszak umożliwia łatwy dostęp do ręcznika papierowego, ułatwiając zachowanie higieny podczas wykonywania zabiegu.

Wieszak jest montowany wyłącznie w naszej siedzibie do nowo zamówionych stołów. Brak możliwości samodzielnego montażu do posiadanego stołu.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Wieszak typ 11

Miejsce montażu	Zagłówek
Przeznaczenie	Terapeuta E-S2 Elemental E-S2 Theraspace E-S2

Nie wiesz jaki wieszak wybrać?

Typ 3

Terapeuta F0, F4 Elemental F0

Typ 7

Galaxy F0, F4

Typ 8

Prestige F0, F4 Safari F0, F4

Typ 8b

Safari Elephant F0, F4

Typ 1

Terapeuta E-S2 Elemental E-S2 Theraspace E-S2 Leżanka LZM-1

Typ 2

Leżanka LZM-3

Typ 5

Terapeuta P3, P5, P7 Prestige P3, P5, P7

Typ 9

Galaxy S2, S4 Safari S2, S4 Nexus S2, S4, E-S2

Typ 13

Theraspace X Theraspace Z

Typ 4

Terapeuta S2, S3, S4, S5, S7 Prestige S2, S3, S4, S5, S7 Elemental S2, S3, S4, S5 Theraspace S2, S4 Nexus S3, S5 (mocowany do ramy deski)

Informacje:

Kategoria: Akcesoria do stołów
Typ: 1. Wieszak na ręcznik papierowy

Model: