

Aparat Esmarcha Easy Pump

Opis produktu:

Elektroniczny aparat Esmarcha, wyposażony w akumulator. Urządzenie przeznaczone do wykorzystania na salach operacyjnych w celu zatrzymania na określony czas przepływu krwi w kończynach górnych bądź dolnych w celu uzyskania bezkrwawego obszaru operacyjnego. Urządzenie przeznaczone do używania jedynie przez personel medyczny.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Zastosowanie

- otwarta repozycja i stabilizacja złamań kończyn;
- operacje onkologiczne;
- amputacje;
- fasciotomia podskórna;
- artroskopia kolana, nadgarstka, łokcia;
- wymiana stawów kolanowych, łokciowych, nadgarstka, ręki.

Dane techniczne

Zakres ciśnienia [mmHg]:	0-600
Liczba kanałów:	1 / 2
Zasilanie:	akumulator, przewód 5m Pb 4000mAh
Wymiary (wys. x szer. x dług.)[mm]:	250 x 300 x 190

Waga [kg]:	4,2
Przepływ pompy [l/min]:	4,6

Informacje:

Opcje produktu:

Wózek: nie, tak

Ilość kanałów: jednokanałowy, dwukanałowy