

Pneumatyczny mankiet uciskowy monoblock z jednym balonem



Opis produktu:

- kodowanie za pomocą kolorów według rozmiaru,
- właściwości przeciwdrobnoustrojowe,
- oznakowanie CE klasa I.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Dane techniczne

Podstawowy	Z paskiem mocującym	Przeznaczenie	Wymiary (szer. x dług. x dług. całkowita) [cm]	Kolor wężyka
GBDM101	GBDMS101	Mankiet dla noworodka prosty	3,5 x 29 x 38	E
GBDM102	GBDMS102	Mankiet dla dziecka prosty	4,5 x 35 x 48	
GBDM103	GBDMS103	Mankiet dla niskiej dorosłej osoby prosty	6 x 46 x 61	
GBDM104	GBDMS104	Mankiet dla dorosłego prosty	8 x 46 x 67	
GBCM105	GBCMS105	Mankiet stożkowy dla dorosłego L	10 x 47 x 70	
GCDM103	GCDMS103	Mankiet prosty na kończynę dolną S	8 x 76 x 97	Z
GCDM104	GCDMS104	Mankiet prosty na kończynę dolną M	10 x 62 x 76	
GCDM105	GCDMS105	Mankiet prosty na kończynę dolną L	10 x 76 x 90	
GCDM106	GCDMS106	Mankiet prosty na kończynę dolną XL	10 x 82 x 100	
GCDM107	GCDMS107	Mankiet prosty na kończynę dolną XXL	10 x 107 x 122	

GCCM104	GCCMS104	Mankiet stożkowy na kończynę dolną M	10 x 62 x 76	Fioletowy
GCCM105	GCCMS105	Mankiet stożkowy na kończynę dolną L	10 x 76 x 90	Zielony
GCCM106	GCCMS106	Mankiet stożkowy na kończynę dolną XL	10 x 82 x 100	Szary
GCCM107	GCCMS107	Mankiet stożkowy na kończynę dolną XXL	10 x 107 x 122	Czerwony

Informacje:

Model:

Pasek mocujący: nie, tak

DDM - Mankiet: Mankiet dla noworodka prosty, Mankiet dla dziecka prosty, Mankiet dla niskiej dorosłej osoby prosty, Mankiet dla dorosłego prosty, Mankiet stożkowy dla dorosłego L, Mankiet prosty na kończynę dolną S, Mankiet prosty na kończynę dolną M, Mankiet prosty na kończynę dolną L, Mankiet prosty na kończynę dolną XL, Mankiet prosty na kończynę dolną XXL, Mankiet stożkowy na kończynę dolną M, Mankiet stożkowy na kończynę dolną L, Mankiet stożkowy na kończynę dolną XL, Mankiet stożkowy na kończynę dolną XXL