

## Pneumatyczny mankiet uciskowy monoblock z dwoma balonami



### Opis produktu:

- właściwości przeciwdrobnoustrojowe,
- oznakowanie CE klasa I.

### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

### Dane techniczne

Podstawowy	Z paskiem mocującym	Przeznaczenie	Wymiary (szer. x dług. x dług. całkowita) [cm]
GBDM204	GBDMS204	Mankiet prosty dla dorosłych	8 x 46 x 67
GBDM202	GBDMS202	Mankiet prosty dla dzieci	4,5 x 35 x 48

### Informacje:

### Model:

Pasek mocujący: nie, tak  
 DDM - Mankiet: Mankiet prosty dla dorosłych,  
 Mankiet prosty dla dzieci