


Sondy do bezpośredniej stymulacji nerwu z końcówką kulkową





Opis produktu:

Jednorazowe sondy do bezpośredniej stymulacji nerwu z końcówką kulkową (Ball Tip) marki Friendship są używane głównie do stymulacji nerwów obwodowych, zazwyczaj w połączeniu z umieszczaniem śrub szypułkowych.

- Sterylne.
- Jednorazowe.
- Pakowane pojedynczo.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Sondy do bezpośredniej stymulacji nerwu z końcówką kulkową

Jednorazowe sondy do stymulacji nerwu marki Friendship zostały opracowane w celu stymulacji i monitorowania obwodowego układu nerwowego podczas operacji i zabiegów. Stymulacja nerwu zachodzi pomiędzy dwiema elektrodami na końcu sondy.

Zastosowanie sond stymulacyjnych może pomóc lekarzom podczas lub po operacji, w analizie i określeniu czy funkcja nerwów jest prawidłowa.

Wszystkie sondy stymulacyjne zostały wyposażone w wygodny uchwyt zapewniający precyzyjną i stabilną pracę. Wszystkie sondy Friendship są wyposażone w przewód o długości 250 cm, aby zapewnić chirurgowi maksymalną elastyczność.

Firma Friendship Medical oferuje szeroki wybór wysokiej jakości sond do lokalizacji nerwów do różnych procedur.

Nr do zamówienia	Nr katalogowy	Średnica końcówki	Długość trzonu	Kształt trzonu	zolacja bez końcówki	Kąt końcówki	Opak.
3042	PNG 2.0/90	2,0 mm	90 mm	Prosty		Elastyczny	1 szt.

						0-30°	
3004	PNG 2.3/90	2,3 mm	90 mm	Prosty			1 szt.
3005	PNG 2.3/160	2,3 mm	160 mm	Prosty		Elastyczny 0-30°	1 szt.
3006	PNGB 2.3/200	2,3 mm	90 mm	Zgięty 90°			1 szt.

Wszystkie sondy są dostarczane z przewodem o długości 2,5 m i złączem TP 1,5 mm.

Informacje:

Kategoria: Elektrody

Model:

Sondy Friendship: PNG 2.3/160, PNG 2.3/90