

Sonda do docelowej stymulacji nerwu z podwójną końcówką kulkową

Opis produktu:

Jednorazowe sondy do stymulacji z podwójną końcówką kulkową marki Friendship są używane głównie do stymulacji i monitorowania nerwów obwodowych i przewodnictwa nerwowego. Mogą być również używane do identyfikacji, czy nerw obwodowy funkcjonuje po przeszczepie.

- Sterylne.
- Jednorazowe.
- Pakowane pojedynczo.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Sonda do docelowej stymulacji nerwu z podwójną końcówką kulkową

Jednorazowe sondy do stymulacji nerwu marki Friendship zostały opracowane w celu stymulacji i monitorowania obwodowego układu nerwowego podczas operacji i zabiegów. Stymulacja nerwu zachodzi pomiędzy dwiema elektrodami na końcu sondy.

Zastosowanie sond stymulacyjnych może pomóc lekarzom podczas lub po operacji, w analizie i określeniu czy funkcja nerwów jest prawidłowa.

Wszystkie sondy stymulacyjne zostały wyposażone w wygodny uchwyt zapewniający precyzyjną i stabilną pracę. Wszystkie sondy Friendship są wyposażone w przewód o długości 250 cm, aby zapewnić chirurgowi maksymalną elastyczność.

Firma Friendship Medical oferuje szeroki wybór wysokiej jakości sond do lokalizacji nerwów do różnych procedur.

Nr do zamówienia	Nr katalogowy	Średnica końcówki	Długość trzonu	Kształt trzonu	Izolacja bez końcówki	Kąt końcówki	Opak.
3012	PNHG 2.0/80x2	2,0 mm	80 mm	Prosty	5 mm		1 szt.

Wszystkie sondy są dostarczane z przewodem o długości 2,5 m i złączem TP 1,5 mm.

Informacje:

Model:

