

Sonda do docelowej stymulacji z końcówką typu "Flush"

Opis produktu:

Jednorazowe sondy do docelowej stymulacji nerwu z końcówką typu "Flush" marki Friendship są używane głównie do stymulacji nerwów obwodowych. Obszar stymulacji zależy od ustawienia elektrod. Sonda zwykle używana do stymulacji w obrębie guzów lub wokół nich.

- Sterylne.
- Jednorazowe.
- Pakowane pojedynczo.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Sonda do docelowej stymulacji z końcówką typu "Flush"

Jednorazowe sondy do stymulacji nerwu marki Friendship zostały opracowane w celu stymulacji i monitorowania obwodowego układu nerwowego podczas operacji i zabiegów. Stymulacja nerwu zachodzi pomiędzy dwiema elektrodami na końcu sondy.

Zastosowanie sond stymulacyjnych może pomóc lekarzom podczas lub po operacji, w analizie i określeniu czy funkcja nerwów jest prawidłowa.

Wszystkie sondy stymulacyjne zostały wyposażone w wygodny uchwyt zapewniający precyzyjną i stabilną pracę. Wszystkie sondy Friendship są wyposażone w przewód o długości 250 cm, aby zapewnić chirurgowi maksymalną elastyczność.

Firma Friendship Medical oferuje szeroki wybór wysokiej jakości sond do lokalizacji nerwów do różnych procedur.

Nr do zamówienia	Nr katalogowy	Średnica końcówki	Długość trzonu	Kształt trzonu	Izolacja bez końcówki	Kąt końcówki	Opak.

3003	PNT 0.8/90	0,8 mm	90 mm	Prosty		Elastyczny 0-30°	1 szt.
3031	PNT 0.5/90	0,5 mm	90 mm	Prosty			1 szt.

Wszystkie sondy są dostarczane z przewodem o długości 2,5 m i złączem TP 1,5 mm.

Informacje:

Kategoria: Neuromonitoring

Model:

Sondy Friendship: PNT 0.8/90, PNT 0.5/90