



Galaxy Mercury E-S2.F4-H, 2-sekcyjny hydrauliczny stół do badań

Opis produktu:

Galaxy Mercury E-S2.F4-H w wersji hydraulicznej to 2-sekcyjny stół przeznaczony do masażu, rehabilitacji i badań lekarskich, idealny do wykonywania różnorodnych zabiegów fizykoterapeutycznych, badań diagnostycznych oraz masażu klasycznego i terapeutycznego.

Kluczowe cechy:

- **Przedłużony zagłówek 69 cm** – zapewnia komfort pacjenta w pozycji półsiedzącej oraz ułatwia przeprowadzanie badań diagnostycznych.
- **Stalowa rama** malowana proszkowo w konstrukcji krzyżakowej.
- **Zagłówek** z ergonomicznym **otworem na twarz i zaślepką**.
- 2-warstwowa tapicerka dostępna w **14 kolorach**.
- **Relingi** do zamocowania **pasów** oraz **otwory na bananki**.
- **Hydrauliczna regulacja wysokości** za pomocą pedału nożnego dostępnego po **obu stronach stołu**.

Zdjęcia produktu:





Szczegółowy opis produktu:

Galaxy Mercury E-S2.F4-H 2-sekcyjny hydrauliczny stół do badań lekarskich i masażu

Galaxy Mercury E-S2.F4-H to 2-sekcyjny stół do masażu, rehabilitacji i badań lekarskich z hydrauliczną regulacją wysokości, który sprawdzi się podczas zabiegów fizykoterapii. Wyposażony w system jezdny z 4 unoszonymi kołami kierunkowymi i centralnym mechanizmem blokowania, umożliwia łatwe przemieszczanie między gabinetami przy zachowaniu pełnej stabilności podczas zabiegów.

Hydrauliczna regulacja wysokości

Stół oferuje hydrauliczną regulację wysokości w zakresie od 50 do 101 cm, realizowaną za pomocą pedału nożnego dostępnego po obu stronach stołu, co zapewnia wygodę i ergonomię pracy terapeuty. Zagłówek regulowany jest sprężyną gazową w zakresie od 0° do 85°, wyposażony w ergonomiczny otwór na twarz z praktyczną zaślepką.

Cechy charakterystyczne

- regulacja zagłówka przy pomocy 2 sprężyn gazowych (0°-85°),
- zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,
- 2-warstwowa tapicerka dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
- łącznik tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
- śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,
- stalowa rama malowana proszkowo w konstrukcji krzyżakowej,
- relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
- dopuszczalne obciążenie do 200 kg,
- hydrauliczna regulacja wysokości za pomocą pedału nożnego dostępnego po obu stronach stołu,
- gumowe stopki z regulacją wysokości umożliwiające wypoziomowanie stołu.

Typ ramy dolnej - F4

Rama posiada 4 unoszone koła kierunkowe z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 gumowe stopki. System pozwala na sprawne przemieszczanie stołu.

Tapicerka w serii Galaxy - połączenie funkcjonalności i trwałości

Wybór odpowiedniego koloru tapicerki pozwala idealnie dopasować stół do masażu i rehabilitacji Galaxy Mercury E-S2.F4-H do wystroju Twojego gabinetu. Tapicerka Lux łączy najwyższą jakość wykonania z praktycznymi właściwościami.

Kolory tapicerki LUX

Specyfikacja techniczna:

Powierzchnia: 100% Poliuretan

Podkład: 100% Poliester

Odporność na hydrolizę

Nie zawiera rozpuszczalników chemicznych

Wysoka odporność na zadrapania

Przyjazne dla środowiska

Wytrzymałość i wydajność

OM006 - White

OM240 - Beige

OM315 - Sky

OM221 - Blue

OM314 - Cement

OM076 - Olive Grey

OM173 - Dark Brown

OM225 - Black

OM469 - Lima

OM157 - Forest

OM053 - Red

OM217 - Bordeaux

OM095 - Mostaza

OM075 - Orange

STÓ? DO BADA? I MASA?U

Galaxy Mercury E-S2.F4-H znajduje szerokie zastosowanie w

Gabinetach rehabilitacyjnych

Hydrauliczny stół do badań i masażu Galaxy Mercury E-S2-H to niezastąpione narzędzie pracy w nowoczesnych gabinetach fizjoterapeutycznych. Dzięki wygodnej, nożnej regulacji wysokości w zakresie od 50 do 101 cm, terapeuta może szybko i bez wysiłku dostosować pozycję stołu do potrzeb pacjenta oraz wybranej techniki zabiegowej. Dwuczęściowa konstrukcja z szerokim zakresem regulacji zagłówka umożliwia optymalne ułożenie ciała pacjenta zarówno podczas terapii manualnej, jak i ćwiczeń czynnych. Stabilna, stalowa rama oraz wysokie dopuszczalne obciążenie (do 200 kg) gwarantują bezpieczeństwo nawet podczas dynamicznych zabiegów. Antypoślizgowe stopki i możliwość precyzyjnego poziomowania sprawiają, że stół zapewnia komfort pracy terapeutom oraz wygodę pacjentowi.

Placówkach medycznych

W szpitalach, klinikach i ośrodkach zdrowia hydrauliczny stół Galaxy Mercury E-S2-H spełnia standardy funkcjonalności i bezpieczeństwa. Intuicyjna, hydrauliczna regulacja wysokości pozwala na sprawną obsługę bez konieczności podłączania do prądu, co jest szczególnie istotne w miejscach o zmiennych warunkach pracy. Wytrzymała, łatwa do dezynfekcji tapicerka odporna na ścieranie i środki czyszczące (bez alkoholu) spełnia rygorystyczne wymogi sanitarne. Galaxy Mercury E-S2-H to wszechstronny, solidny i wygodny stół hydrauliczny, który sprawdzi się w każdym profesjonalnym środowisku medycznym.

Akcesoria opcjonalne

Kliny Wałki Wieszak typ 7 Klin Kaltenborna (duży) Klin Kaltenborna (mały) Mata ochronna na stół Podkład higieniczny Prześcieradło

Kąt regulacji zagłówka

Wymiary każdej sekcji stołu

Kształt stołu GalaxyE-S2.F4-H

Informacje:

Ilość sekcji: 2
Regulacja wysokości: hydrauliczna
Funkcja Pivot: Nie
System jezdny: 4 kółka
Rodzaje stołów: Badania USG
Kategoria: Akcesoria do stołów

Model:

Kolory tapicerki Omega: OM006 White, OM240 Beige, OM315 Sky, OM221 Blue, OM314 Cement, OM076 Olive Grey, OM173 Dark Brown, OM225 Black, OM469 Lima, OM157 Forest, OM053 Red, OM217 Bordeaux, OM095 Mostaza, OM075 Orange
Szerokość leżyska dla stołów Meden-Inmed: 64 cm, 80 cm
Grubość tapicerki stołów Meden-Inmed: 40 mm, 50 mm