

Klucz magnetyczny do stołów Meden-Inmed

Opis produktu:

Klucz magnetyczny do stołów Meden-Inmed z funkcją Personal Authorization System.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Klucz magnetyczny do stołów Meden-Inmed

Mechanizm blokady dostępu dedykowany do stołów Meden-Inmed pozwala na zablokowanie możliwości regulacji wysokości leża przez osoby do tego nieupoważnione. Wyjęcie kluczyka z gniazda uniemożliwia sterowanie wysokością stołu. Przywrócenie możliwości zmiany położenia leża jest możliwe po ponownym umieszczeniu kluczyka w gnieździe.

Informacje:

Typ: 6. Inne

Model: