

Aparat do fali uderzeniowej PowerShocker LGT-2500S Plus

Opis produktu:

PowerShocker LGT-2500S Plus to nowoczesny aparat do terapii falą uderzeniową. Charakteryzuje się nowoczesnymi podzespołami i najwyższą jakością wykonania. Znajdzie on doskonałe zastosowanie w gabinecie fizjoterapeuty, lekarza, ortopedy czy też w gabinecie kosmetycznym.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Aparat do fali uderzeniowej PowerShocker LGT-2500S Plus

W zestawie:

- aparat do fali uderzeniowej PowerShocker LGT-2500S Plus,
- 1x aplikator PowerShocker,
- 1x zestaw wymienny,
- 1x transmiter aplikatora PowerShocker - 15R,
- 1x transmiter aplikatora PowerShocker - 20R.

Aplikatory do głowicy RSWT

Aplikator:							
Opis, średnica:	Aplikator akupunktury 6 A - 6 mm	Aplikator radialny 15 R - 15 mm	Aplikator radialny 15 F - 15 mm	Aplikator głębokiej penetracji 15 D - 15 mm	Aplikator głębokiej penetracji 15D T - 15 mm	Aplikator radialny 20 R - 20 mm	Aplikator radialny 36 R - 36 mm
Gęstość energii [mJ/mm ²]:	-	0,32	0,51	0,51	0,46	1,08	-
Penetracja [mm]:	0-40	0-40	0-20	0-60	0-60	0-50	0-50

Aplikatory do głowicy wibracyjnej

Aplikator:			
Średnica [mm]:	10	25	40
Zalecane zastosowanie:	terapia punktów spustowych	masaż mięśni gładkich wzdłuż przebiegu włókien mięśni w celu usunięcia obrzęku limfatycznego	masaż mięśni na dużym obszarze po terapii falą uderzeniową

Dane techniczne:

Częstotliwość [Hz]:	1-22 (dla aplikatora ortopedycznego) 1-35 (dla aplikatora wibracyjnego)
Ciśnienie [bar]:	1.0-5.0 (z dokładnością do 0.1)
Ilość kanałów:	2
Wyświetlacz:	7", dotykowy
Rozmiar aparatu (dł. szer. wys.) [cm]:	39,5 x 39 x 19,4
Waga aparatu [kg]:	11,3 (łącznie z aplikatorami)
Zasilanie:	100-240 V, 50-60 Hz
Gwarancja na sterownik :	36 miesięcy

Informacje:

Kategoria: Fala uderzeniowa

Model: