

Kable pacjenta 6 pinowe do aparatów Intelect Advanced i Intelect Mobile



Opis produktu:

Komplet kabli obwodu pacjenta stosowanych w urządzeniach do elektroterapii i terapii skojarzonej serii Intelect Advanced oraz Intelect Mobile

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Komplet kabli pacjenta do aparatów do elektroterapii oraz terapii skojarzonej (kombinowanej) z serii Intelect Advanced i Intelect Mobile firmy Chattanooga.

Dostępne kanały:

- Przewód pacjenta, kanał 1
- Przewód pacjenta, kanał 2

[img-3114-left-large_default]

Informacje:

Model:

Kabel pacjenta do aparatów Intelect Advanced i Intelect Mobile: kanał 1, kanał 2