

Mars/Wenus - wieszak na kroplówki



Opis produktu:

Fotel Mars oraz Wenus może być wyposażony w wieszak na kroplówki, który montowany jest na trzpieniu w ramie nośnej fotela po lewej lub prawej stronie, w zależności od potrzeb. Regulacja wysokości wieszaka odbywa się za pomocą pokrętła. Maksymalne obciążenie wieszaka wynosi 4 kg.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Informacje:

Model: