

Mars/Wenus - miska urologiczna

Opis produktu:



Fotel wyposażony jest w obręcz do miski urologicznej z odpływem lub bez odpływu. Miska o średnicy 260 mm wykonana jest ze stali chromoniklowej 18/10. Miska jest mocowana na wysuwanej obręczy pod siedziskiem.

W celu umieszczenia miski w obręczy należy wysunąć obręcz spod siedziska i umieścić w niej miskę. Miskę należy myć i dezynfekować wg procedur obowiązujących w placówkach służby zdrowia.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Informacje:

Model:

Wenus/Mars - Miska: Bez odpływu, Z odpływem