


KardiaMobile 6L - przenośny monitor EKG



Opis produktu:

KardiaMobile to urządzenie dedykowane wszystkim chorym, którzy chcą dokonać diagnozy rytmu serca. Wynik badania analizowany i zapisywany jest na smartfonie, a do przeprowadzenia badania nie są potrzebne żadne przewody, elektrody ani żele.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

KardiaMobile 6L - przenośny monitor EKG

Dzięki KardiaMobile możesz w prosty sposób sprawdzić, czy rytm Twojego serca jest prawidłowy lub czy występuje m.in. migotanie przedsionków (jedna z głównych przyczyn udaru mózgu). Darmowa aplikacja Kardia komunikuje się z urządzeniem i przedstawia dokładne wyniki na ekranie Twojego smartfonu lub tabletu.

Autorski algorytm wykrywa i wskazuje:

- migotanie przedsionków,
- bradykardię,
- tachykardię,
- rytm zatokowy z SVE, rytm zatokowy z szerokim QRS i rytm zatokowy z PVC.

Oprócz 2 czujników na palce na górze urządzenia KardiaMobile 6L posiada dodatkowo 3 czujnik od spodu, aby dokonać bezpośredniego kontaktu ze skórą lewej nogi lub kolana. Zaawansowana technologia wykorzystana w KardiaMobile 6L umożliwia zapis z sześciu kanałów: EKG I, II, III, aVL, aVR, aVF.

98% czułej i 97% swoistej dokładności w wykrywaniu migotania przedsionków¹

Zapewnia wydajność diagnostyczną porównywalną z 14-dniowym monitorowaniem ambulatoryjnym²

Najbardziej przetestowane klinicznie przenośne rozwiązanie EKG dostępne na rynku

Jedynе urządzenia wykrywające 3 najczęstsze arytmie zatwierdzone przez FDA

1. Lau JK, Lowres N, Neubeck L, Brieger DB, Sy RW, Galloway CD, et al. Int J Cardiol. 2013;165(1):193-4. 2. Narasimha D, Hanna N, Beck H, Chaskes M, Glover R, Gatewood R, et al. Validation of a smartphone-based event recorder for arrhythmia detection. Pacing Clin Electrophysiol. 2018.

Bezpłatna aplikacja Kardia

Urządzenie KardiaMobile współpracuje z bezpłatną aplikacją stworzoną przez producenta urządzenia – firmę AliveCor. Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play lub App Store. Aplikacja jest bardzo intuicyjna i łatwa w użytkowaniu.

- Działa niemal z każdym smartfonem i tabletem.
- Rejestruje dokładne EKG i tętno.
- Podaje informacje na temat ewentualnych nieprawidłowości w rytmie serca lub braku zaburzeń.
- Pozwala śledzić palpitacje i kołatanie serca, duszności, nawyki żywieniowe i wzorce aktywności.
- Umożliwia nagrywanie notatek głosowych i prowadzenie dziennika.
- Pozwala wysłać wynik badania do lekarza bezpośrednio z urządzenia.

Informacje:

Kategoria: Aparaty EKG i akcesoria

Model: