

## Taca aluminiowa do cieplarki C-14

### Opis produktu:

Taca służąca do przechowywania w cieplarni C-14 gotowej do użytku masy fango oraz okładów z masami wykorzystującymi ciepło.



### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Taca aluminiowa do cieplarki C-14

Służy do składowania i przechowywania w cieplarni C-14 w określonej temperaturze gotowej do użytku masy fango oraz okładów z masami wykorzystującymi ciepło, umieszczonymi w różnego rodzaju woreczkach.

**Wymiary:** 400 x 600 x 20 mm\

**Waga:** ok. 1 kg

**Informacje:**

**Model:**