

Zestaw Sonoeye + Mphi Vet

Opis produktu:

- Produkty powystawowe, w pełni sprawne technicznie.
- Minimalne ślady użytkowania.
- Przemieszczający się element w środku tabletu podczas użytkowania w aparacie **SonoEye P5**.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Zestaw Sonoeye + Mphi Vet

produkt outletowy

Sonoeye - mobilny aparat USG - outlet

Unikalny design, poręczna walizka transportowa oraz możliwość połączenia z telefonem wyposażonym w system operacyjny Android zapewniają urządzeniu marki Chison wszystko, co potrzeba, by zrealizować badanie USG poza gabinetem lekarskim.

[sprawdź produkt](#)

produkt nowy

Laser weterynaryjny - Mphi Vet

Mphi Vet to przenośne, ergonomiczne, łatwe w użyciu i innowacyjne urządzenie dedykowane do leczenia zwierząt towarzyszących oraz koni, a także zwierząt gospodarczych. Jego mobilność poszerzy zakres usług zoofizjoterapeuty czy lekarza weterynarii.

[sprawdź produkt](#)

Informacje:

Opcje produktu:

Kategoria: Aparaty USG
Stan: dobry

Sonoeye głowice: SonoEye P5 - Convex 3,5 MHz