

Dynamometr Charder MG4800



Opis produktu:

Dynamometr Charder MG4800 służy do rehabilitacji i oceny sprawności ramion. Jest pomocnym narzędziem dla terapeutów i trenerów rehabilitacji, pomaga we wzmacnianiu i treningu mięśni rąk i ramion.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Dynamometr Charder MG4800

Dynamometr Charder MG4800 służy do rehabilitacji i oceny sprawności ramion. Jest pomocnym narzędziem dla terapeutów i trenerów rehabilitacji, pomaga we wzmacnianiu i treningu mięśni rąk i ramion.

Dynamometr można dostosowywać do różnych poziomów oporu dla różnych osób. Dostępne są trzy tryby, mierzące maksymalną siłę chwytu, średnią siłę chwytu lub liczbę powtórzeń, które spełniają wybraną minimalną siłę chwytu.

Mierzone parametry

- **MAX:** maksymalna siła uścisku.
- **AVG:** średnia pomiarów.
- **COUNT:** ilość wykonanych uścisków.

Produkt dostarczany w eleganckiej walizeczce.

Dane techniczne

Wymiary:	Zakres (zmienne sprężyny):	Zasilanie:	Czas pracy:	Wyświetlacz:	Dokładność:
110 x 55 x 212 mm	20 kg (czerwona sprężyna), 40 kg (zielona sprężyna), 80 kg (niebieska sprężyna)	bateryjne - Litium CR 2450 x 1	ok. 53 godzin na jednej baterii	LCD 12 mm	100 g

Informacje:

Model:

Bluetooth: nie, tak