

## Waga weterynaryjna VS2400

### Opis produktu:

Elektroniczna waga weterynaryjna podłogowa Charder VS2400 o nośności do 180 kg, umożliwia ważenia małych i średnich zwierząt. Metalowa platforma jest solidna i łatwa do dezynfekcji.

**Waga weterynaryjna VS2400** od firmy Harder to zaawansowane narzędzie, które zostało zaprojektowane specjalnie z myślą o potrzebach weterynaryjnych.

**Waga weterynaryjna VS2400** pozwala precyzyjnie mierzyć masę zwierząt, co jest kluczowe dla prowadzenia diagnozy, oceny stanu zdrowia oraz monitorowania postępu terapii. Dzięki swojej solidnej konstrukcji i wysokiej dokładności pomiarów, waga VS2400 gwarantuje niezawodność i trwałość w codziennej praktyce weterynaryjnej. Jest to niezastąpione narzędzie dla weterynarzy i techników weterynaryjnych, które ułatwia prowadzenie kompleksowej opieki nad zwierzętami.



### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

## Cyfrowa waga weterynaryjna VS2400

Funkcja HOLD jest niezmiernie przydatna, kiedy zwierze jest niespokojne. Funkcja TARE umożliwia ważenie zwierząt razem z właścicielem. Waga łatwa do przenoszenia - masa wagi tylko 6.2 kg, na dłuższej krawędzi wagi metalowy uchwyt do przenoszenia.

Możliwość zastosowania wydłużonego przewodu między panelem wagi a platformą daje więcej opcji montażu wagi w gabinecie weterynaryjnym.

### Dane techniczne

Wymiary:	900 x 500 x 25 mm
Dokładność:	100 g
Waga urządzenia:	6,2 kg

Zasilanie:

bateryjne lub sieciowe (zasilacz w zestawie)

**Informacje:**

**Model:**

Długość przewodu: 1,8 m, 5 m