

Waga weterynaryjna VS2000

Opis produktu:

Elektroniczna waga weterynaryjna podłogowa Charder VS2000 o nośności 300 kg, umożliwia ważenia małych, średnich i dużych zwierząt. Platforma jest solidna i łatwa do dezynfekcji.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Waga weterynaryjna VS2000

Dane techniczne

Wymiary:	1100 x 510 x 43 mm
Dokładność:	100 g
Waga urządzenia:	21 kg
Dopuszczalne obciążenie:	300 kg
Zasilanie:	bateryjne lub sieciowe (zasilacz w zestawie)
Funkcje:	TARA, HOLD

Informacje:

Model: