



SaeboMAS - Ramię odciążające kończynę górną

Opis produktu:

SaeboMAS to dynamiczny system wsparcia ramienia, który umożliwia pacjentom z osłabionym barkiem i łokciem wykonywanie funkcjonalnych czynności i ćwiczeń. Dzięki temu urządzeniu, oferującemu zerową grawitację, pacjenci z schorzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi mogą zwiększyć kontrolę motoryczną, siłę i zakres ruchu, poprawić codzienne czynności oraz uniknąć niepożądanych ruchów i urazów.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Urządzenie odciążające kończynę górną SaeboMAS

Dynamiczny mobilny system wsparcia ramienia SaeboMAS to urządzenie o zerowej grawitacji, zaprojektowane specjalnie z myślą o usprawnieniu i aktywizacji osłabionego barku i łokcia podczas czynności funkcjonalnych i ćwiczeń.

Z takiego wsparcia i ułatwienia mogą skorzystać pacjenci cierpiący na schorzenia neurologiczne i ortopedyczne, którzy wykazują osłabienie proksymalne.

Ponadto pacjenci z osłabieniem proksymalnym mogą odtąd stosować sprawdzone techniki leczenia polegające na wykonywaniu wysoce powtarzalnych, zorientowanych na zadanie czynności, co w przeciwnym razie byłoby niemożliwe.

Cechy

- Sprężynowy równoległobok z regulacją zapewnia różne poziomy wsparcia.
- Uwzględnia wszystkie płaszczyzny ruchu, dzięki czemu możliwe jest wykonywanie czynności wielokierunkowych.

- Mierzalna, stopniowalna skala napięcia do kontrolowania i dokumentowania postępów.
- Możliwość regulacji wysokości.
- Zestaw do montażu na stole.
- Wygodne, elastyczne podparcie przedramienia z wymiennymi wkładkami do zapobiegania infekcjom.
- Przystawka podtrzymująca łokieć.
- Lekki i mobilny.
- Podstawa Saebomas Base umożliwia mobilność MAS, co pozwala na jego łatwe przemieszczanie po całym obiekcie.

Korzyści

- Zwiększa kontrolę motoryczną, siłę i zakres ruchu.
- Poprawia wykonywanie czynności dnia codziennego.
- Zmniejsza konieczność asystowania, umożliwiając pacjentowi przyjęcie bardziej aktywnej roli.
- Minimalizuje/zapobiega urazom i niepożądanym ruchom.
- Oferuje terapię „dodatkową parę rąk”, aby w razie potrzeby mógł zapewnić skuteczniejszą pomoc.
- Umożliwia pacjentowi wykonywanie wysoce powtarzalnych ćwiczeń zorientowanych na zadania.
- Bezpieczny i skuteczny sposób terapii podwichnięcia barku.

Informacje:

Model:

Saebomas - wersja: Stołowa, Wolnostojąca