

Podstawa do mieszalnika masy borowinowej



Opis produktu:

Podstawa do mieszalnika masy borowinowej pełni funkcje blatu roboczego dla mieszalników F-40, F-40/B, F-40/P produkcji firmy Meden-Inmed.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Podstawa do mieszalnika masy borowinowej

Podstawa do mieszalnika masy borowinowej pełni funkcje blatu roboczego dla mieszalników F-40, F-40/B, F-40/P produkcji firmy Meden-Inmed.

Regulowane stopki i wytrzymała konstrukcja zwiększają stabilność urządzenia.

Dzięki zamontowanym uchwytom, w podstawie mieszalnika można umieścić tace, na które wylewa się masa fango lub borowina.

Dane techniczne

Parametr	Wymiar korpusu (bez stopek)	Wymiar całkowity (ze stopkami)
Wysokość	~400 mm	~455 mm
Szerokość	~510 mm	~560 mm
Głębokość	~650 mm	~700 mm

Informacje:

Kategoria: Termoterapia

Model: