

Przenośne urządzenie do terapii uciskowej Lympha Press PCD-51 - OUTLET


Opis produktu:



Przenośne urządzenie do **sekwencyjnego masażu ciśnieniowego** dedykowane do zastosowań domowych. **Cena dotyczy zakupu samego urządzenia**

- Produkt pełnowartościowy
- produkt powystawowy

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Przenośne urządzenie do terapii uciskowej Lympha Press PCD-51

Przenośne urządzenie do sekwencyjnego masażu ciśnieniowego dedykowane do zastosowań domowych, 8 wyjść, obsługa do dwóch 4 - komorowych mankietów jednocześnie.

Dane techniczne

Zakres ciśnienia	20 do 80 mmHg
Waga	1,5 kg
Gwarancja	12 miesięcy

Dodatkowe akcesoria

LEG SLEEVE

4 - komorowy uniwersalny mankiet na **kończynę dolną**, uszyty w systemie nachodzących na

siebie komór (Chamber Overlapping), długość cholewki do wyboru 65/75/85 cm

ARM SLEEVE

4 - komorowy uniwersalny mankiet na **kończynę górną**, uszyty w systemie nachodzących na siebie komór (Chamber Overlapping), długość 88 cm

Informacje:

Stan: doskonały

Opcje produktu: