



Krem przewodzący Fisowarm 1000 ml z pompką

Opis produktu:

Krem przewodzący przeznaczony do diatermii (terapii TECAR). Zawiera parafinę, która pozwala na optymalny poślizg, utrzymuje elektrody w dobrym stanie i dłużej się utrzymuje, ponieważ pacjent nie wchłania jej tak szybko jak w standardowym kremie. Nie zawiera parabenów. Do kremu dołączona jest dedykowana pompka.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Informacje:

Przeznaczenie: Stymulacja elektromagnetyczna
 Przeznaczenie: TECAR
 Kategoria: Żele i preparaty
 Rodzaj preparatu: Przewodzący
 Konsystencja: Krem
 Pojemność: 1000 ml
 Klasyfikacja: produkt niemedyczny

Model: