

Panoview HD – optyka laparoskopowa 8935.442

Opis produktu:

Optyka laparoskopowa Panoview HD firmy **Richard Wolf** cechuje się doskonałym obrazem bez zniekształceń. Może występować w kilku wariantach kąta kierunku patrzenia. Optyka w pełni autoklawowalna. W wersji podstawowej jest wyposażona w adapter do światłowodów marki Richard Wolf.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Panoview HD – optyka laparoskopowa - OUTLET

Optyka laparoskopowa Panoview HD, dostarczana przez firmę Richard Wolf, wyróżnia się doskonałym, niezniekształconym obrazem. Dostępna jest w różnych konfiguracjach kąta widzenia, umożliwiając elastyczne dostosowanie do potrzeb. Dodatkowo, optyka jest w pełni autoklawowalna, co ułatwia proces dezynfekcji. W standardowej wersji wyposażona jest także w adapter do światłowodów marki Richard Wolf.

Dane szczegółowe:

- Optyka laparoskopowa Panoview o **Ø 5.3 mm** oraz długości roboczej **303 mm**
- Kierunek patrzenia **30°**
- Wolna od zniekształceń
- Autoklawowalna
- Wyposażona w odkręcane przyłącze dla światłowodów marki Richard Wolf

Informacje:

Opcje produktu: