

Leżanka L-6 do przesuwania aplikatora AS-600N lub AS-600K



Opis produktu:

Leżanka L-6 to profesjonalne rozwiązanie **dedykowane do zabiegów magnetoterapii**, idealnie współpracujące z aplikatorami **AS-600N** lub **AS-600K**. Wyposażona w przesuwnik umożliwiający płynny ruch poziomy aplikatora, zapewnia precyzyjne dostosowanie pola magnetycznego do potrzeb pacjenta. Dzięki temu terapia staje się bardziej komfortowa, a efekty zabiegów – skuteczniejsze.

Leżanka posiada solidną konstrukcję, która gwarantuje stabilność podczas zabiegów, a jednocześnie zapewnia pacjentowi wygodę. Tapicerka leżanki standardowo wykonana jest w kolorze jasnozielonym.

Uwaga!

Leżanka L-6 jest sprzedawana oddzielnie i nie zawiera aplikatorów AS-600N ani AS-600K, które należy zakupić osobno.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Leżanka L-6 do przesuwania aplikatora AS-600N lub AS-600K

Leżanka L-6 została zaprojektowana z myślą o ergonomii i efektywności zabiegów magnetoterapii, oferując maksymalny komfort zarówno pacjentom, jak i operatorom. Przesuwny mechanizm umożliwia precyzyjne umieszczenie aplikatora, co jest kluczowe dla skutecznego oddziaływania pola magnetycznego na wybrane partie ciała. Dzięki solidnej konstrukcji, leżanka doskonale sprawdzi się zarówno w profesjonalnych gabinetach fizjoterapeutycznych, jak i w placówkach rehabilitacyjnych.

Cechy charakterystyczne:

- Współpraca z aplikatorami AS-600N oraz AS-600K. (Brak w zestawie)
- Przesuwnik umożliwiający płynne przemieszczanie aplikatora w poziomie.
- Stabilna i komfortowa konstrukcja.
- Standardowy kolor: jasnozielony.
- Idealne rozwiązanie do gabinetów rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych.

Informacje:

Magnetoterapia: Akcesoria

Model: