

Balmed Standard 270 I - wanna do kąpiel balneologicznych



Opis produktu:

Wanna do kąpiel balneologicznych Balmed to wanna specjalnie zaprojektowana i przeznaczona do wykonywania zabiegów balneologicznych - kąpiel kwasowęglowych lub solankowych. Balmed to wanna balneologiczna stanowiąca podstawowe wyposażenie największych uzdrowisk, sanatoriów oraz ośrodków medical spa & wellness w Polsce.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Balmed Standard 270 I - wanna do kąpiel balneologicznych

Balmed to wanna balneologiczna stanowiąca podstawowe wyposażenie największych uzdrowisk, sanatoriów oraz ośrodków medical spa & wellness w Polsce.

Cechy charakterystyczne

- niecka wanny dostępna w kolorze białym,
- niecka wanny wykonana jest z wysokiej jakości szkła akrylowego i żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym,
- duży spust umożliwiający szybkie opróżnienie wanny,
- instalacja wodna wanny (pomijając przyłącza, zawory i termoregulator) jest wykonana z tworzywa sztucznego (PVC), cechującego się wysoką niezawodnością,
- ergonomicznie wyprofilowana niecka wanny,
- dysze napełniające wodą nasyconą CO₂,
- wylewka do napełniania wodą, solanką lub wodą siarczkową,
- doprowadzenie wody ciepłej i zimnej,
- słuchawka natrysku,
- możliwość podłączenia 3 rodzajów mediów: woda nasycona CO₂, solanka ciepła lub zimna, woda siarczkowa ciepła lub zimna,
- stopień do wanny,
- czujniki temperatury,
- podpórka do nóg regulowana w 3 pozycjach.

Możliwości zabiegowe

- balneoterapia: kąpiele chlorkowo-sodowe (solanki), wodorowęglanowe (szczawy), siarczkowo-siarkowodorowe, radocynne, termalne,
- kąpiele w płynnej borowinie,
- kąpiele kwasowęglowe z użyciem saturatora,
- kąpiele w piwie.

Regulacja podnóżka w modelu Balmed 270

Regulowany podnóżek wanny Balmed 270 I to rozwiązanie zapewniające optymalne dopasowanie urządzenia do wzrostu każdego pacjenta. Kilkustopniowy system regulacji pozwala na stabilne podparcie stóp, co jest kluczowe dla zachowania prawidłowej i bezpiecznej pozycji ciała podczas kąpieli balneologicznej. Dzięki temu zabieg staje się bardziej komfortowy, a pacjent może w pełni korzystać z prozdrowotnych właściwości kąpieli.

Balmed Standard 270 I - wanna do kąpieli balneologicznych

Wanna Balmed 270 I to sprawdzony standard w polskiej balneologii i hydroterapii. Urządzenie dedykowane jest do pracy w wymagającym środowisku wód leczniczych, zapewniając pełną funkcjonalność podczas kąpieli kwasowęglowych oraz solankowych. Dzięki swojej niezawodności i dopracowanej konstrukcji, model ten od lat stanowi bazę wyposażenia czołowych placówek uzdrowiskowych i medycznych w całym kraju.

Dostępne modele

Model	Ilość zaworów	Ciepła woda	Zimna woda	Słuchawka natrysku	Medium 1	Medium 2	Medium 3
Balmed STANDARD	3	Tak	Tak	Tak			
Balmed	4	Tak	Tak	Tak	Tak		

STANDARD							
Balmed STANDARD	5	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
Balmed STANDARD	6	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Przed zamówieniem wanny, należy określić model i wybrać wersję pojemnościową, np. "Balmed STANDARD 6" - wanna pozwala na podłączenie do 3 rodzajów mediów. Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z kartą instalacji (**patrz: zakładka Załączniki**) i upewnić się co do drogi transportowej urządzenia, uwzględniając jego wymiary i wagę.

Informacje:

Masa urządzenia: 140 kg
 Pojemność zabiegowa: 160 l
 Pojemność do przelewu: 270 l
 Pobór prądu: 5 A
 Czas napełniania: 4 min
 Czas opróżniania: 2 min
 Dostępna liczba zaworów: 3 szt.
 Dostępna liczba zaworów: 4 szt.
 Dostępna liczba zaworów: 5 szt.
 Dostępna liczba zaworów: 6 szt.
 Liczba dysz napełniających CO₂: 2

Model:

Zawory Balmed: 3, 4, 5, 6