

Fotel do masażu KAGRA firmy SYNCA



Opis produktu:

Fotel masujący KaGra to luksusowy model wśród **fotele do masażu**, zapewniający kompleksową relaksację od stóp do głowy. Wyposażony w nowoczesne funkcje takie jak: **7 Techniki Masażu:** dzięki siedmiu różnym technikom masażu, **fotel do masażu KaGra** umożliwia spersonalizowane doświadczenie relaksacyjne, dostosowane do indywidualnych preferencji.

Ponadto fotel posiada automatyczne dwuwarstwowe skanowanie ciała jest to funkcja, która dostosowuje masaż do unikalnych konturów ciała, zapewniając precyzyjny i zindywidualizowany efekt. Dodatkowo **fotel masujący KAGRA** firmy **SYNCA** posiada funkcję **"Zero Gravity"**, znana również jako **pozycja leżąca** opracowana przez **NASA**, gdzie nogi, serce i plecy znajdują się na tej samej wysokości, co stwarza doskonałe warunki dla zrelaksowanej, **prawie nieważkiej postawy**.

Zdjęcia produktu:





Szczegółowy opis produktu:

Fotel do masażu KAGRA

Fotel KAGRA stanowi luksusowy element wystroju każdego pomieszczenia, jednocześnie oferując ucieczkę od codziennego stresu. Działa jak oaza relaksu, rozpoczynając od pełnego rozluźnienia, aż po zniwelowanie skutków zmęczenia i przeciążenia. Zastosowanie Fotelu masującego Kagra przekłada się na poprawę jakości życia. Wystarczy znaleźć wygodną pozycję i wybrać program masażu, aby doznać chwili relaksu i odprężenia.

Eleganckie kontury i trwałe materiały

Fotel KAGRA to rezultat lat badań i rozwoju, w którym użyto najwyższej jakości komponentów. Jego konstrukcja oparta jest na solidnych materiałach i nowoczesnych rozwiązaniach technicznych, gwarantując trwałość inwestycji w Twoje dobre samopoczucie. To dedykowana przestrzeń komfortu, specjalnie zaprojektowana dla Ciebie - wyjątkowe miejsce w Twoim domu.

Fotel do masażu KAGRA

Cechy charakterystyczne

Funkcja Zero Gravity Position

To neutralna pozycja, w której ciało jest lekko pochylone, a nogi częściowo uniesione, co powoduje, że kolana są nieco wyżej niż serce. W tej pozycji kręgosłup jest odciążony, redukując nacisk na dyski, zwłaszcza w odcinku lędźwiowym. Jeśli odczuwasz ból pleców, pozycja "zerowej grawitacji" jest idealna do odpoczynku i zmniejszenia obciążenia krążków międzykręgowych. Dodatkowo, pozycja "zerowej grawitacji" utrzymuje ciało w optymalnej pozycji do korzystania z systemu masażu, co przekłada się na doskonałe wrażenia podczas sesji masażu.

Technologia masażu 4D

Innowacyjny mechanizm 4D otwiera drzwi do różnorodnych technik Shiatsu znanych z japońskich szkół masażu. Dzięki technologii 4D możemy odzwierciedlić rytmiczne ruchy w pionie i poziomie, zapewniając głębokość masażu tak przyjemną, jak gdyby wykonywana była przez prawdziwe ludzkie dłonie. Możesz dostosować masaż do łagodzenia sztywności i napięć mięśni w różnych obszarach ciała, a nawet stworzyć własny, niestandardowy masaż. Po jednym naciśnięciu przycisku twoje preferowane techniki zostaną zapisane i dostępne podczas kolejnej sesji masażu, dostarczając ulgi dokładnie wtedy, gdy tego potrzebujesz.

Automatyczne dwuwarstwowe skanowanie ciała - czujniki DUAL-

LAYER

Dzięki zaawansowanym dwuwarstwowym czujnikom DUAL-LAYER o wysokiej wydajności, Fotel masujący KaGra oferuje optymalne i spersonalizowane wrażenia z masażu, idealnie dopasowane do unikalnych kształtów ciała każdej osoby. Wystarczy nacisnąć przycisk i wybrać jeden z ośmiu programów - czy to masaż stóp, czy różne opcje rozciągania, fotel do masażu KaGra zapewni skuteczny i terapeutyczny masaż, dostosowany do Twoich potrzeb.

Ergonomiczna pozycja - od stóp do głowy

Fotel do masażu KAGRA umożliwia dostosowanie kąta oparcia i podnóżka, gwarantując optymalny komfort. Automatyczne regulowanie podłokietników wraz z odchyleniem oparcia zapewnia kompletny kontakt z każdą powierzchnią masującą. Kiedy tylko pojawi się chęć na chwilę relaksu, KAGRA sprawi, że poczujesz się równie komfortowo jak w łóżku. Funkcja trójwarstwowego podgrzewania umożliwia dodatkowy poziom relaksu, który sprawi, że z trudem opuścisz fotel.

Ogrzewacz tułowia - utrzymanie ciepła od stóp do głów

Choć odczuwasz chłód, nie musisz sięgać po koc. Umieść poduszkę grzewczą z tyłu dla rozgrzania pleców, z przodu dla ciepła klatki piersiowej i brzucha, a nawet wykorzystaj kieszonkowe ogrzewacze do dłoni. Ciepło nie tylko poprawia krążenie, lecz także łagodzi napięcia mięśni, umożliwiając pełny relaks.

Głośniki bezprzewodowe - odprężenie za pomocą muzyki

Głośniki Bluetooth wbudowane są w zagłówek, dzięki czemu możesz uspokoić umysł, jednocześnie uspokajając ciało. Nie słuchasz muzyki? Głośniki są wyposażone w technologię Bluetooth, dzięki czemu możesz przesyłać strumieniowo ulubiony program ze swojego telewizora Smart TV na urządzenie mobilne. Dodatkowo fotel do masażu posiada specjalnie zaprojektowaną kieszeń do przechowywania tableta lub smartphona.

Wielofunkcyjny podnóżek - masaż stóp i łydek

Podnóżek wielofunkcyjny oferuje trzy funkcje: masaż stóp, łydek oraz w pozycji odwróconej może służyć jako podnóżek. Fotel do masażu KAGRA szybko dostosowuje się do preferencji użytkownika, umożliwiając regulację długości, wysokości i kąta nachylenia oparcia. Rozwiązanie to gwarantuje wygodę dla użytkowników o różnym wzroście.

Wygodne sterowanie w zasięgu dłoni

Z łatwością dostosujesz kąt nachylenia dzięki przyciskom sterowania w zasięgu ręki. Fotel do masażu umożliwi regulowanie kąta oparcia i podnóżka, intensywność masażu, oraz wybierasz lub zmieniasz preferowane programy. Jednym ruchem ręki uzyskasz to, czego aktualnie potrzebujesz.

Fotel do masażu KAGRA

najważniejsze informacje:

- Terapeutyczny masaż całego ciała systemem 4 głowic masujących,
- Automatyczne dwuwarstwowe skanowanie ciała dla masażu dostosowanego do potrzeb,
- Masaż 4D całego ciała,
- 7 technik masażu,

- Płynna regulacja nachylenia dla niemalże nieważkiego masażu,
- Regulowany podnózek dla różnych rozmiarów ciała,
- Delikatny masaż uciskowy poprzez poduszki powietrzne na ramionach, rękach, nogach i stopach,
- Przełączana funkcja ogrzewania,
- Wbudowane głośniki Bluetooth,
- Przyciski szybkiego wyboru bezpośrednio w oparciach dłoni,
- Pilot zdalnego sterowania z praktycznym schowkiem,
- Programy automatyczne oraz ustawienia ręczne i selektywne,
- Czujnik bezpieczeństwa dla zrelaksowanej pozycji leżącej,
- 2 kolory tapicerki czarny lub kość słoniowa/szampański,

Dane techniczne:

Waga produktu [kg]:	96
Zasilanie:	AC 240V 50/60 Hz, 180W
Fotel w pozycji złożonej:	
Szerokość [cm]:	89
Wysokość [cm]:	123
Głębokość [cm]:	135
Fotel w pozycji rozłożonej:	
Szerokość [cm]:	89
Wysokość [cm]:	93
Głębokość [cm]:	187

Informacje:

Model:

Kolory - Fotele do masażu - SYNCA: Czarny, Szampański / Kość słoniowa