




Fotel do masażu HISHO firmy SYNCA

Opis produktu:

Fotel do masażu Hisho dostarcza kompleksowe doznania masażu od stóp do głowy. Dzięki technologii **SL Track**, która zapewnia terapeutyczny masaż obejmujący obszar od szyi aż po pośladki. Dodatkowo, system masażu kompresyjnego całego ciała delikatnie otacza i masuje stopy, łydki, ramiona i przedramiona.

Fotel masujący Hisho nie tylko pielęgnuje całe ciało, ale także oferuje zaawansowaną technologię skanowania ciała Synca Wellness. Innowacyjna technologia mierzy długość i krzywiznę kręgosłupa, dostosowując masaż do indywidualnych potrzeb użytkownika, zapewniając idealne dopasowanie podczas korzystania z fotela masującego.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Fotel do masażu HISHO

Fotel do masażu HISHO firmy Synca został stworzony z myślą o wygodnej strefie komfortu i regeneracji w domu. Zawsze, gdy potrzebujesz przerwy, relaksu i regeneracji HISHO pomoże odnaleźć wewnętrzny Zen.

Komfortowa strefa relaksu i regeneracji

Fotel masujący HISHO to efekt długotrwałych badań i rozwoju, wykorzystujący najwyższej jakości komponenty. Jego konstrukcja opiera się na solidnych materiałach i nowoczesnych rozwiązaniach technicznych

Fotel do masażu HISHO

Cechy charakterystyczne

Zero Gravity

Fotel masujący Hisho dzięki funkcji zerowej grawitacji umożliwia relaks w neutralnej pozycji, gdzie ciężar ciała równomiernie rozkłada się na jego powierzchni, a kolana znajdują się powyżej serca. Przekłada się to na poprawę krążenia i bardziej efektywną redukcję napięć. Ponadto postawa odciąża kręgosłup, redukując nacisk na dyski, zwłaszcza w odcinku lędźwiowym. Jeśli odczuwasz ból pleców, ta pozycja doskonale nadaje się do odpoczynku i złagodzenia nacisku na krążki międzykręgowe.

Masaż kolan, nog i stóp

Pełny masaż stóp i łydek od kolan do palców stóp pomaga rozluźnić sztywne mięśnie, pobudzić przepływ krwi, zmniejszyć obrzęk i ogólnie łagodzi bóle nóg.

Zero Wall

Funkcja Brak Ściany (Zero Wall) pozwala postawić fotel w dowolnym miejscu w domu, bez obawy o uderzenie w ścianę podczas odchylania do tyłu. Nawet przy pełnym rozłożeniu, fotel potrzebuje jedynie 10 centymetrów przestrzeni z tyłu

Programy i techniki masażu

Fotel do masażu HISHO posiada 6 gotowych programów wykorzystujących różnorodne techniki masażu (ugniatanie, pukanie, synchronizacja, stukanie, shiatsu, pocieranie), zapewniające kompleksowy masaż terapeutyczny od obszaru szyi aż po pośladki.

Ugniatanie

Okrągły masaż w kształcie cyfry 8, który chwyta i ciągnie mięśnie - Idealny do mięśni szyi i ramion, dolnej części pleców i pośladków

Pukanie

Powolne, penetrujące, głębokie uderzenie udarowe - idealne do rozbijania głębokich węzłów w plecach

Synchronizacja

Okrągła cyfra 8 obejmująca chwytanie, ciągnięcie i powolne, głębokie stukanie - Idealna do napiętych mięśni całych pleców

Stukanie

Lekkie, szybkie uderzenia, które idealnie sprawdzą się do napiętych mięśni pleców, przy zachowaniu delikatnego dotyku

Shiatsu

Głębokie, okrężne ruchy zapewniające długotrwały ucisk napiętych mięśni - Idealny do napiętych mięśni wewnętrznej części pleców

Pocieranie

Głębokie ruchy na boki - idealne dla mięśni zewnętrznej części pleców i górnej części barków

Fotel do masażu HISHO

najważniejsze informacje:

- Terapeutyczny masaż całego ciała o szlachetnym wyglądzie,
- Automatyczne skanowanie ciała, w tym pozycji ramion, dla indywidualnego masażu,
- 4 główce masujące,
- 5 technik masażu,
- Szyna prowadząca o długości 130 cm w kształcie litery SL,
- Płynna regulacja nachylenia dla niemalże nieważkiego masażu,
- Regulowany podnóżek dla różnych rozmiarów ciała,
- Delikatny masaż uciskowy poprzez poduszki powietrzne na ramionach, rękach, nogach i stopach,
- Przełączana funkcja ogrzewania,
- Pilot zdalnego sterowania z praktycznym schowkiem,
- 6 programów automatycznych oraz ustawienia ręczne i selektywne,
- 2 różne kolory tapicerki.

Dane techniczne:

Waga produktu [kg]:	82
Maksymalna waga użytkownika [kg]:	120
Zasilanie:	AC 240V 50/60 Hz, 140W
Fotel w pozycji złożonej:	
Szerokość [cm]:	70

Wysokość [cm]:	115
Głębokość [cm]:	146
Fotel w pozycji rozłożonej:	
Szerokość [cm]:	70
Wysokość [cm]:	83
Głębokość [cm]:	175

Informacje:**Model:**

Kolory - Fotele do masażu - SYNCA: Czarny,
Kawowy