

Videolaryngoskop VL3D - OUTLET



Opis produktu:

Videolaryngoskop z kompletem końcówek jednorazowego użytku.

- Sprzęt używany,
- Pełnowartościowy, sprawny technicznie.
- Widoczne ryski na wyświetlaczu.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Videolaryngoskop VL3D

Cechy produktu:

- lekki, ergonomiczny,
- kolorowy ekran LCD 3,5", rozdzielczość 640x480 dpi, z opcją obrotu w dwóch płaszczyznach,
- wbudowana w łyżkę optyka wysokiej rozdzielczości (2.0 MP), odporna na zaparowywanie wraz z zintegrowanym światłem LED,
- rejestracja filmów oraz zdjęć odbywa się na wbudowanej pamięci 8GB, połączonej z możliwością transferu filmów i zdjęć poprzez wbudowany port USB oraz HDMI,

- wysoka trwałość wbudowanych diod sięgającą 43800 godzinom pracy,

Zalety produktu:

- **unikanie urazów** - widoczność jaką niesie wideolaryngoskop, pozwala użytkownikowi na wyeliminowanie urazów gardła i zębów pacjenta,
- **wysoka skuteczność intubacji** - sprawia, że struktura krtani jest wyraźnie widoczna dla operatora, co znacznie zwiększa ilość udanych intubacji,
- **łatwy w użytkowaniu** - projekcja w czasie rzeczywistym czyni laryngoskop narzędziem prostszym i szybszym w obsłudze w odróżnieniu od tradycyjnych laryngoskopów,
- **ochrona przed infekcją** - wideolaryngoskopia umożliwia anestezjologom oglądanie anatomii górnych dróg oddechowych na oddzielnym monitorze z dala od zakaźnych wydzielin. Ta dodatkowa odległość, w przeciwieństwie do tradycyjnej laryngoskopii, może chronić pracowników służby zdrowia przed infekcjami.

| | |
|-------------------------|--|
| Rozmiar wyświetlacza: | 3.5" LCD |
| Rozdzielczość: | 640x480 dpi |
| Przesyłanie: | prześlij zdjęcie i wideo przez port USB |
| Oświetlenie: | LED |
| Bateria: | akumulator litowy |
| Czas pracy: | 120 minut ciągłego czasu pracy |
| Napięcie: | 3.7 V |
| Pojemność: | 3200 mAh |
| Ilość i czas ładowania: | ≥ 300 razy; 8 godz. |
| Wejście: | 100-250 V, 50 Hz |
| Funkcja przeciwmgielna: | po włączeniu zasilania bez podgrzewania |
| Uchwyt: | wygodna ergonomiczna konstrukcja; przeciwbakteryjny |
| Ostrze: | jednorazowe |

Informacje:

Stan: bardzo dobry

Model: