



## Zestaw promocyjny - PowerShocker LGT-2500S Plus + SonoEye P5

### Opis produktu:

- Produkt powystawowy, w pełni sprawne technicznie.
- Minimalne ślady użytkowania.
- Przemieszczający się element w środku tabletu podczas użytkowania w aparacie SonoEye P5.

### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

## Zestaw Sonoeye + PowerShocker LGT-2500S Plus

produkt outletowy

### Sonoeye - mobilny aparat USG - outlet

Unikalny design, poręczna walizka transportowa oraz możliwość połączenia z telefonem wyposażonym w system operacyjny Android zapewniają urządzeniu marki Chison wszystko, co potrzeba, by zrealizować badanie USG poza gabinetem lekarskim.

[sprawdź produkt](#)

[produkt nowy](#)

## Aparat do fali uderzeniowej PowerShocker LGT-2500S Plus

PowerShocker LGT-2500S Plus to nowoczesny aparat do terapii falą uderzeniową. Charakteryzuje się nowoczesnymi podzespołami i najwyższą jakością wykonania. Znajdzie on doskonałe zastosowanie w gabinecie fizjoterapeuty, lekarza, ortopedy czy też w gabinecie kosmetycznym.

[sprawdź produkt](#)

### Informacje:

### Opcje produktu:

