

PhysioGo.Lite COMBO - aparat do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej i terapii skojarzonej



Opis produktu:

Aparat wielofunkcyjny z rodziny PhysioGo.Lite to połączenie trzech terapii w jednym urządzeniu. PhysioGo.Lite COMBO można wyposażyć w opcjonalny akumulator i pracować z urządzeniem bez podłączania źródła zasilania. Urządzenie dysponuje 5-calowym, kolorowym wyświetlaczem z panelem dotykowym.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Szeroka gama zabiegów

PhysioGo.Lite COMBO pozwala na wykonywanie zabiegów z zakresu elektroterapii, terapii ultradźwiękowej oraz terapii skojarzonej.

W dziedzinie elektroterapii aparat umożliwia wykorzystanie m.in. prądów uni i bipolarnych niskiej i średniej częstotliwości, impulsów IG, prądów EMS, fal H, impulsów eksponencyjnych, stymulacji Hufschmidta i innych.

Z kolei w sferze sonoterapii urządzenie generuje fale ultradźwiękowe o częstotliwości 1 MHz, które pozwalają na leczenie głęboko położonych zmian chorobowych oraz 3 MHz umożliwiające terapię obszarów zmienionych chorobowo płytko pod powierzchnią skóry. Aparat wykonuje pracę w trybie emisji ciągłej (efekt termiczny) lub impulsowej (mikromasaż). W zależności od potrzeb użytkownika oraz powierzchni terapeutycznej, fale dźwiękowe mogą być emitowane za pomocą głowic GU-1 o powierzchni czoła 1 cm², GU-5 o powierzchni czoła 5 cm² oraz innowacyjnej bezobsługowej głowicy SnG o powierzchni czoła 17,3 cm² lub 34,5 cm² w zależności od wybranego trybu działania.

PhysioGo.Lite COMBO pozwala użytkownikowi na przeprowadzenie fonoforezy, terapii LIPUS oraz terapii kombinowanej czyli połączenia terapeutycznego działania elektroterapii oraz ultradźwięków

symultanicznie w trakcie jednego zabiegu.

Terapia LIPUS

PhysioGo.Lite COMBO umożliwia przeprowadzenie zabiegów ultradźwiękami o niskiej intensywności (ang. Low intensity pulsed ultrasound, LIPUS). Ten rodzaj terapii stymuluje wzrost kości, ścięgien, odbudowę nerwów oraz wspomaga procesy gojenia w ostrym i podostrym stanie zapalnym. Ponadto jest coraz częściej ceniona za swą skuteczność w leczeniu ran i oparzeń.

Trzy niezależne kanały zabiegowe

Aparat do fizykoterapii PhysioGo.Lite COMBO posiada aż trzy niezależne kanały zabiegowe zabezpieczone pełną izolacją galwaniczną, która eliminuje występowanie zakłóceń podczas jednoczesnej pracy w różnych trybach.

Baza wbudowanych programów

Aparat wielofunkcyjny PhysioGo.Lite COMBO został wyposażony w:

- 304 wbudowanych procedur terapeutycznych połączonych z encyklopedią przedstawiającą metodykę wykonywania zabiegów
- 44 predefiniowanych sekwencji zabiegowych dla elektroterapii
- 250 programów użytkownika
- 10 własnych sekwencji dla elektroterapii

Użytkownik może bez trudu zmienić nazwy własnych programów i sekwencji, a także zdecydować się na pracę w trybie manualnym, samodzielnie regulując parametry zabiegowe.

Części standardowe

- Sterownik PhysioGo.Lite Combo
- Zasilacz impulsowy firmy Sinpro typu HPU63B-108
- Przewód sieciowy z filtrem
- Kabel pacjenta do elektroterapii: kanał a, kanał b
- Bezpiecznik zwłoczny T3,15L250V
- Rysik do ekranu rezystancyjnego LCD
- Ścierka do ekranu LCD
- Nakładki maskujące z wycięciem
- Śruba M3x16DK
- Instrukcja użytkownika
- Protokół pokontrolny z badań bezpieczeństwa
- Paszport techniczny
- Karta gwarancyjna
- Ulotka przebiegów prądowych PhysioGo.Lite
- Elektroda do elektroterapii 6x6 cm
- Elektroda do elektroterapii 7,5x9 cm
- Podkład wiskozowy 8x8 cm do elektrody o rozmiarze 6x6 cm
- Podkład wiskozowy 10x10 cm do elektrody o rozmiarze 7,5x9 cm
- Elastyczny pas rzepowy do mocowania elektrod: 100x10 cm lub 100x9 cm
- Elastyczny pas rzepowy do mocowania elektrod: 40x10 cm lub 40x9 cm
- Żel do ultradźwięków 500g

Części opcjonalne

- Głowica do terapii ultradźwiękowej typu GU-1
- Głowica do terapii ultradźwiękowej typu GU-5
- Bezobsługowa głowica do terapii ultradźwiękowej typu SNG
- Uchwyt na głowicę ultradźwiękową standardową
- Uchwyt na głowicę SnG
- Bateria
- Stolik Versa
- Stolik Versa X
- Elastyczny pas rzepowy do mocowania elektrod: 80x10 cm lub 80x9 cm
- Elastyczny pas rzepowy do mocowania elektrod: 60x10 cm lub 60x9 cm
- Elektrody punktowe 6, 10, 15, 20 mm
- Elektrody samoprzylepne
- Złącza typu krokodylek
- Torba na aparat i części aparatu

Informacje:

Model: