



Wózek inwalidzki specjalny z odchylanym siedziskiem i funkcją toalety 9300

Opis produktu:

Wózek inwalidzki specjalny 9300 firmy Vermeiren to połączenie niezrównanej funkcjonalności i komfortu. Solidna konstrukcja zapewnia stabilność i bezpieczeństwo, a elegancka tapicerka gwarantuje użytkownikowi wygodę.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Wózek inwalidzki specjalny z odchylanym siedziskiem i funkcją toalety 9300

Wózek inwalidzki specjalny 9300 firmy Vermeiren to połączenie niezrównanej funkcjonalności i komfortu. Solidna konstrukcja zapewnia stabilność i bezpieczeństwo, a elegancka tapicerka gwarantuje użytkownikowi wygodę.

Wyjątkową cechą tego wózka jest odchylane o 25° oparcie, skonstruowane w sposób umożliwiający samodzielne obsługiwanie przez użytkownika siedzącego na wózku. Możliwość odchylania podnóżka z podparciem tydek dostosowuje wózek do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Wózek 9300 Vermeiren został wyposażony w wysuwany pojemnik sanitarny pod siedziskiem oraz tapicerowaną podłużną zatyczkę toaletową siedziska, co zwiększa jego praktyczność i higienę. Uchylne i demontowalne podłokietniki oraz demontowalne całkowicie oparcie umożliwiają jeszcze większą elastyczność w dostosowywaniu wózka do konkretnych potrzeb użytkownika.

Dane techniczne

Szerokość siedziska	43 cm
Wysokość podłokietnika	26 cm
Wysokość siedziska	50 cm
Wysokość całkowita	107 cm

Długość całkowita	85 cm
Głębokość siedziska	45 cm
Wysokość oparcia	58 cm
Waga	23,5 kg
Maks. obciążenie	100 kg

Informacje:**Model:**