

## Fotel masujący CirC firmy SYNCA



### Opis produktu:

**Fotel masujący CirC** charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem oraz kompaktową konstrukcją, co sprawia, że doskonale wpisuje się w nowoczesne wnętrza. Innowacyjna funkcja masażu L-guide umożliwia masaż od ramion aż po nogi, zapewniając kompleksową relaksację i odprężenie. Boczne poduszki powietrzne w okolicy bioder dostarczają kojący masaż uciskowy

Fotel wyposażony jest w **pilot zdalnego sterowania**, który nie tylko umożliwia łatwe dostosowanie ustawień, ale także posiada praktyczny schowek na jego przechowywanie. **Fotel CirC oferuje 5 programów automatycznych**, a także możliwość dostosowania ustawień ręcznych, dostarczając użytkownikowi szeroki zakres personalizowanych opcji masażu.

### Zdjęcia produktu:





## Szczegółowy opis produktu:

### Fotel masujący CirC firmy SYNCA

Fotel masujący CirC firmy SYNCA to niezwykle centrum relaksu i regeneracji, dedykowane dla tych, którzy pragną stworzyć w swoim domu wyjątkowe miejsce do odprężenia. Fotel posiada 5 programów automatycznych oraz ustawienia ręczne dla spersonalizowania masażu.

### Terapia ciepłem

Poza tradycyjnym masażem, fotel oferuje również terapię termiczną, dostarczając jeszcze skuteczniejsze rezultaty. Delikatne ciepło rozprzestrzeniające się po całej powierzchni pleców nie tylko dodatkowo rozluźnia spięte mięśnie, ale także stymuluje krążenie krwi, oferując przyjemne uczucie ciepła otulającego ciało.

### Fotel masujący CirC

Cechy charakterystyczne

### Innowacyjny masaż L-guide od ramion po nogi

Fotel masujący CirC oferuje innowacyjny masaż L-guide, który obejmuje obszar od ramion aż po nogi. Technologia L-guide zaprojektowana została tak, aby dostarczyć kompleksową terapię od górnej części ciała aż po dolne partie nóg. Nowoczesne podejście do masażu, które zapewnia kompletną relaksację i ulgę w różnych obszarach ciała.

### Masaż L-Shape

Masaż L-Shape gwarantuje pełne odprężenie dokładnie w wybranych miejscach. „Ręce masujące” delikatnie przesuwały się wzdłuż długiej trasy, obejmując dolną część szyi, pleców, pośladków i okolic ud. Za pomocą jednego przycisku w fotelu masującym CirC możesz łatwo wybrać masaż dla całego ciała, skupić się na plecach, biodrach, czy pośladkach, a nawet skoncentrować się na konkretnym obszarze lub punkcie ciała.

### Fotel do masażu CIRC

najważniejsze informacje:

- Nowoczesny wygląd i kompaktowa konstrukcja
- Innowacyjny masaż L-guide od ramion po nogi
- Boczne poduszki powietrzne w okolicy bioder dla kojącego masażu uciskowego

- Z pilotem zdalnego sterowania (wraz z praktycznym schowkiem)
- Światło otoczenia
- 5 programów automatycznych plus ustawienia ręczne
- 2 różne kolory tapicerki

## Dane techniczne:

Waga produktu [kg]:	32
Maksymalna waga użytkownika [kg]:	114
Zasilanie:	AC220V 50/60Hz, 50W
Fotel w pozycji złożonej:	
Szerokość [cm]:	55
Wysokość [cm]:	94
Głębokość [cm]:	100

## Informacje:

## Model:

Kolory - Fotele do masażu - SYNCA: Beżowy, Kawowy