



Masażer stóp, łydek i lędzwi REI firmy SYNCA

Opis produktu:

Wielofunkcyjna Pufa masująca łączy w sobie energetyzujący masaż stóp z delikatnym uciskiem łydek. Dodatkowo, pokrywa urządzenia pełni funkcję bezprzewodowej poduszki do masażu pleców, dodając jeszcze więcej możliwości relaksacyjnych. **Masażer stóp, łydek i lędzwi REI** firmy **SYNCA** wyróżnia się nowoczesnym wzornictwem.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Masażer stóp, łydek i lędzwi REI firmy SYNCA

Puffa do masażu REI to wszechstronne rozwiązanie, które łączy relaksacyjny masaż z delikatnym uciskiem na łydki, oferując skuteczne i terapeutyczne odprężenie. Zanurz się w różnorodności masażu, korzystając z eleganckiej puffy i wybierz jeden z dwóch dostępnych programów automatycznych lub dostosuj masaż manualnie.

Masażer stóp, łydek i lędźwi REI zapewnia vibracje i ciepło w jednym urządzeniu

Synca REI to innowacyjne rozwiązanie, które nie tylko oferuje masaż wibracyjny, ale również zapewnia terapeutyczną terapię ciepłem. Bez względu na to, czy Twoje stopy odczuwają ból i zmęczenie po długotrwałych spacerach, czy też po wyczerpującym dniu, masażer szybko redukuje napięcie nawet w trudno dostępnych obszarach stóp. Dodatkowe ciepło otula spięte łydki, poprawiając krążenie krwi w kończynach dolnych oraz dostarcza uczucie przyjemnego ciepła.

Masażer stóp, łydek i lędźwi REI wykorzystuje techniki japońskiego Gua sha oraz Shiatsu

Masażer wykorzystuje techniki japońskiego Gua sha oraz Shiatsu w celu dostarczenia relaksującego masażu. Wałek, który imituje Gua sha, delikatnie masuje łuk stopy, przynosząc przyjemną ulgę i rozluźnienie. Mechaniczny wałek Shiatsu odpowiada za relaks łydek, masując ich tylną część i skutecznie redukując napięcia oraz sztywność – aż po same końce palców. Dzięki połączeniu obu wałków, masażer jest w stanie pokryć znacznie większą powierzchnię stopy niż konkurencyjne urządzenia, jednocześnie docierając do kluczowych punktów na podeszwie.

Dodatkowy masaż dla odcinka lędźwi

Chociaż model Synca REI został zaprojektowany głównie do masażu stóp i łydek, istnieje również możliwość skorzystania z niego do relaksującego lub rozgrzewającego masażu odcinka lędźwiowego. Wystarczy podnieść pokrywę urządzenia i przesunąć ją w kierunku pleców. Ta prosta czynność umożliwia skierowanie kojącego masażu na dolną część kręgosłupa, co błyskawicznie redukuje napięcia i zapewnia ulgę.

Pufa masująca REI firmy SYNCA bezprzewodowa praca

Jedno naładowanie umożliwia korzystanie z urządzenia przez 55 minut masażu. Masażer wyposażono w timer, co ułatwia kontrolowanie czasu trwania sesji masażu. Pełne naładowanie baterii zajmuje około 3-5 godzin. W komplecie z masażerem REI znajduje się zarówno ładowarka, jak i zasilacz sieciowy.

Cechy charakterystyczne:

- Nowoczesne wzornictwo
- Wielofunkcyjny
- Łączy energetyzującą refleksologię stóp z delikatnym uciskiem łydek
- Pokrywa służy jako bezprzewodowa poduszka do masażu pleców

Dane techniczne:

Rodzaj zasilania:	Akumulatorowe i sieciowe
Moc [W]:	45

Rodzaj masażu:	Relaksacyjny, Rozgrzewający, Shiatsu
Ilość trybów masażu:	2
Timer:	Tak
Działanie:	Pobudza krążenie krwi, Złagodzenie napięcia i bólu
Zalety:	Terapia cieplna, Wibracja
Gwarancja:	24 miesiące
Załączona dokumentacja:	Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna
Wyposażenie:	Ładowarka, Zasilacz sieciowy
Rodzaj:	Masażer
Kolor:	Szary

Informacje:

Model: