



Masażer pulsacyjny, pistolet do masażu Kitta firmy SYNCA

Opis produktu:

Pistolet do masażu Kitta został stworzony z myślą o osobach, które prowadzą aktywny tryb życia i po intensywnym treningu pragną zrelaksować mięśnie oraz znaleźć chwilę odprężenia. **Masażer pulsacyjny** jest prosty w obsłudze oraz posiada ergonomiczny kształt dla lepszego uchwytu. W zestawie z pistoletem do masażu otrzymasz **6 wymiennych końcówek** do różnych partii ciała. Urządzenie posiada aż **6 poziomów intensywności masażu**.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Masażer pulsacyjny, pistolet do masażu Kitta firmy SYNCA

Relaksuj dowolną część ciała, która wymaga odprężenia lub złagodzenia bolesnych napięć mięśni. Masażer pulsacyjny firmy SYNCA model Kitta doskonale sprawdzi się do masażu karku, pleców, rąk, nóg i ramion. Jego obsługa jest niezwykle łatwa - samodzielnie dostosowujesz nacisk i intensywność wibracji.

Pistolet do masażu Kitta - 6 poziomów masażu

Masażer Kitta oferuje 6 poziomów intensywności dzięki możliwości regulacji prędkości od 1500 do 3000 obrotów na minutę. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku zasilania, aby dostosować siłę masażu według własnych preferencji.

Masażer pulsacyjny KITTA cechuje się niską wagą (685g), co sprawia, że jest łatwy do przenoszenia i transportu. Dzięki temu możesz mieć go zawsze pod ręką, gdy tylko tego potrzebujesz, a ergonomiczna konstrukcja oraz intuicyjne sterowanie jednym przyciskiem sprawiają, że korzystanie z niego jest wyjątkowo proste.

Pistolet do masażu wyposażony w 6 wymiennych końcówek

Masażer oferuje 6 wymiennych nakładek, które możesz dopasować do konkretnych obszarów ciała oraz oczekiwanych efektów masażu. Każda z nich została specjalnie zaprojektowana do precyzyjnego działania na określonych obszarach ciała, zapewniając maksymalną skuteczność i komfort.

Cechy charakterystyczne:

- Kompaktowy i lekki
- 6 różnych przystawek do każdego zastosowania
- praktyczne etui podróżne
- 6 poziomów intensywności
- Długa żywotność baterii

Zawartość zestawu:

- Masażer SYNCA Kitta,
- Etui,
- Przewód do ładowania,
- 6 wymiennych końcówek,
- Instrukcja obsługi w języku polskim,
- Karta gwarancyjna.

Dane techniczne:

Rodzaj zasilania:	Akumulatorowe
Przeznaczenie:	Do karku, Do nóg, Do pleców, Do rąk, Do ramion
Rodzaj masażu:	Punktowy, Wibracyjny
Ilość trybów masażu:	6
Działanie:	Pobudza krążenie krwi, Regeneracja mięśni,

	Rozluźnienie mięśni
Dodatkowe nakładki:	Tak
Ilość nakładek w zestawie:	6
Nakładki:	Klinowa, Okrągła, Płaska, Pocisk, Podwójny trzpień, Widelki
Kolor:	Biało-złoty
Konstrukcja:	Ergonomiczny uchwyt, Łatwy w obsłudze, Lekka konstrukcja
Zalety:	6 poziomów intensywności
Gwarancja:	24 miesiące
Załączona dokumentacja:	Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna
Wyposażenie:	6 x głowica, Etui, Przewód do ładowania

Informacje:

Model: