

Urządzenie do masażu ciśnieniowego w zastosowaniach klinicznych Lympha Press Optimal® PLUS - OUTLET



Opis produktu:

Lympha Press Optimal® PLUS to zaawansowany i wszechstronny 12-komorowy dynamiczny system kompresji do leczenia obrzęków limfatycznych.

- Brak oryginalnego opakowania.
- Używany
- Bardzo dobry stan wizualny

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Lympha Press Optimal® PLUS oferuje szeroką gamę unikalnych, najnowocześniejszych funkcji umożliwiających pełne dostosowanie do specyficznych potrzeb pacjenta. System zawiera moduł Bluetooth do komunikacji z aplikacją mobilną Lympha Press®, co po raz pierwszy na rynku oferuje lekarzom możliwość łatwego programowania konsoli i pełnej personalizacji zabiegu za pomocą telefonu komórkowego.






Funkcje Lympha Press Optimal® Plus:

- Zakres regulacji od 20 do 90 mmHg,
- Regulacja ciśnienia dla poszczególnych komór lub grup,
- Automatyczna, regulowana przerwa między cyklami napełniania/oprózniczenia, dla pacjentów z mieszaną chorobą tętnic/żylnej i innymi potrzebami,
- Możliwość tworzenia, eksportowania i udostępniania wielu protokołów leczenia,
- Możliwość programowania za pomocą konsoli urządzenia, oprogramowania komputerowego lub aplikacji mobilnej LymphaPress® z łącznością Bluetooth
- Kompatybilny z szeroką gamą unikalnych i innowacyjnych ubrań, wyposażonych w opatentowaną konstrukcję komór.

Dodatkowe akcesoria:

Akcesoria do terapii uciskowej:

12 - komorowy mankiet na kończynę dolną, 12 - komorowy mankiet na kończynę górną, 12 komorowa półkurtka, 24 - komorowa kurtka, 24 komorowe spodnie, 40 komorowy śpiwór.

Dane techniczne

Tryb pracy:	sekwencyjny, preterapia, perystaltyczny, postterapeutyczny
Regulacja ciśnienia [mmHg]:	20 do 90
Wymiary [cm]:	34 x 24 x 19,8
Waga [kg]:	4,5
Zasilanie [V]:	230

Informacje:

Model: