



Stolik/podstawa 2-sekcyjna do fleksji T2S Galaxy - OUTLET

Opis produktu:

2-sekcyjna podstawa do fleksji z niezależną regulacją wysokości dla każdej nogi to opcjonalne wyposażenie stołu trakcyjnego z możliwością wyboru koloru tapicerki.

- Produkt powystawowy, pełnowartościowy.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

2-sekcyjny **stolik/podstawa do fleksji z możliwością regulacji wysokości**. Umożliwia komfortowe ułożenie pacjenta podczas zabiegu. Kolor tapicerki może zostać dopasowany do koloru stołu Galaxy do trakcji.

Informacje:

Opcje produktu:

Kolor tapicerki: 07 - Grafitowy - Standard