



Zestaw do krioterapii Cryo-T Elephant mini 35 Grzałkowy - OUTLET

Opis produktu:

Aparat do krioterapii za pomocą azotu, wykonany w technologii grzałkowej, z mobilną podstawą, zbiornik 35 l

- Produkt podemonstracyjny.
- Oryginalne niekompletne opakowanie.
- Rysy na obudowie, niewielkie pęknięcie na szybcie.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

CRYO-T Elephant Mini

Sprawdzone, ekonomiczne rozwiązanie do krioterapii miejscowej do ośrodków SPA i gabinetów rehabilitacyjnych.

Szybki start - Szybki START pozwala na rozpoczęcie pracy tuż po włączeniu urządzenia. W krótkim czasie aparat generuje zimno między -110°C -160°C wymagane do skutecznego wykonania zabiegu. Żądaną temperaturę osiąga się 1 minutę po naciśnięciu przycisku START.

Opatentowana technologia - Zaawansowany technologicznie przewód kriogeniczny (chroniony międzynarodowym patentem) zapewnia pełną swobodę ruchów. Nie usztywnia się podczas zabiegu, w wyniku czego ręce operatora nie męczą się. Materiał izolacyjny zastosowany w przewodzie kriogenicznym zapobiega jego zamarznięciu.

Oszczędność nawet 40% - Aparat dostępny jest specjalnie opracowanej technologii grzałkowej, która zapewnia wysokie oszczędności zużycia czynnika chłodzącego, sięgające nawet 40%.

Szybki i bezpieczny zabieg

Czas zabiegu w jednym obszarze ciała wynosi od 30 sekund do 5 minut, na twarzy od 2 do 3 minut. Pacjenci ze zwiększoną tkanką tłuszczową lub mięśniową mogą wymagać wydłużenia zabiegu do 10 minut.

Właściwa aplikacja zimna leży w doświadczeniu i wiedzy lekarza/terapeuty oraz dokładnej i stałej obserwacji reakcji tkanek poddawanych działaniu zimna.

Nieprzymarzający wąż - opatentowana technologia

Nieprzymarzający, opatentowany wąż kriogeniczny gwarantuje niespotykany dotąd komfort użytkowania oraz pełną swobodę ruchów.

Dane techniczne:

Pobór mocy:	230V
Czynnik chłodzący:	LN2
Temperatura zimnego strumienia:	do -160°C
Regulacja intensywności strumienia:	5 poziomów
Dostępna pojemność zbiornika:	50l, 35l
Wskaźnik poziomu czynnika chłodzącego:	wbudowany
Dysza:	tradycyjna (bez wskaźnika i pomiaru temperatury skóry)

Informacje:

Krioterapia: Aparaty do krioterapii

Opcje produktu: